

钙离子检测盒 - 钙硬度检测试剂盒

产品名称	钙离子检测盒 - 钙硬度检测试剂盒
公司名称	齐齐哈尔市池塘柳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	齐齐哈尔市龙沙区鹤城体育场南侧
联系电话	4006666974

产品详情

项目：钙离子浓度 规格：说明书一张，吸管一个，刻度管一个，粉剂勺一个，钙硬度试剂（1）一瓶（液体），钙硬度试剂（2）一瓶（粉剂），钙硬度试剂（3）两瓶（液体）测定次数：50次 测定范围：大于2.5mg/l都可以检测，建议2.5-70mg/l范围内使用，范围太大太小的请跟客服说明，会联系帮您调试合适范围使用。【操作说明】 用水样将比色管冲洗2次，再取水样至10毫升刻度外，加钙硬度试剂（1）10滴摇匀，加钙硬度试剂（2）少许摇匀溶解（水样显红色），然后滴加钙硬度试剂（3），边滴加边摇动，滴至水色由红变蓝为止，记下试剂（3）的滴数。

计算方法：钙含量（毫克/升）=10.87（以说明书为准）*试剂（3）的滴数

保质期：1年

详细介绍：

水质快速检测试剂盒系列产品现向全国诚招各地经销商、淘宝经销商，欢迎大家咨询、合作。

【产品特点】

不需要任何设备，采用数滴法进行测量。

适用于家庭饮用水、企业用水、养殖用水等各种水质的现场水质分析。

使用方法简单，测定结果可靠。

体积小，重量轻，携带方便。

2~10分钟即可完成一个水样的分析工作。

检测分析费用低。

测试人员无需培训，只需按说明书步骤操作即可。

【适用范围】

钙硬度检测盒适用于：生活饮用水、农田灌溉、环境保护、酒店洗涤剂检测、食品企业用水检测、养观赏鱼水质检测、卫生防疫水质检测等多种水质的现场快速检测。

【销售相关】

- 1、官方网址：<http://www.chitangliu.com>
- 2、二氧化氯：<http://www.eryanghualv.com>
- 3、企业电话：400-6666-974
- 4、传真：0452-6166050
- 5、手机：15645227980
- 6、qq：576661656