

# 医用纯化水处理设备

产品名称	医用纯化水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

### 医用纯化水处理设备

现在是科技高速发展的时代,随着时代的进步制药行业所使用的设备也不断完善出现了制药纯化水设备,制药纯化水设备的出现不仅保障了药物的质量也提高了制药生产的效率。医疗产品直接影响人们的健康,产业的发展受到国家的关注。国家药品监督管理局严格监测行业产品质量,促进行业健康稳定发展。在国家监管的督促下,制药行业竞争激烈,提高生产技术提高产品质量,制药厂用制药纯化水设备改善生产水环境,提高制药业的竞争力。制药用纯化水设备采用EDI模块和膜分离技术相结合,使其出水质量达到高标准要求,这是一项节能环保型技术,解决制药行业生产用水问题同时降低废水排量,减轻污水处理难度。

### 医用纯化水处理设备

特点:

1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。

2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化、系统化零部件。

1、设备内外壁表面,要求光滑平整、无死角,容易清洗、灭菌。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。

4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。

5、注射用水接触的材料必须是低碳不锈钢或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备注射用水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。

6、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料或经验证无毒,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面、温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗、消毒灭菌,并对清洗、灭菌效果验证。为了确保整套系统制水安全性,设置了重重关卡,而且在用水点还会设有紫外线杀菌器,杀菌率可以接近百分之百100。

制药纯化水设备是水处理行业针对该行业用水特性研制的一款专业制药用纯化水设备。制药用水纯度相对其他行业要求高,并且必须达到无菌效果。制药厂采用纯化水设备与消毒技术相结合,才能满足其生产需要。此设备在研制过程中采用耐腐蚀材料,设备的使用寿命长,降低设备运行成本。