

ES-200高频电刀 创新一代组织反馈技术

产品名称	ES-200高频电刀 创新一代组织反馈技术
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

ES-200高频手术设备：注册证编号:国械注准20223010778（注册证见首页 荣誉资质）

索吉瑞创新一代组织反馈技术，系统通过每秒"400次"的速度感测电压、电流、功率、组织密度、患者回路电极监测和泄露患者电流，在更广泛的组织范围内保持设定功率。通过调频方式调整输出功率保持量大输出电压不变，这样在低功率输出的情况下也可以达到更好手术效果，组织热损伤更小
喷凝和强凝模式最大输出电压为4800V，峰峰值电压大于9000V.

高频电刀双极模式：

双极高频电刀的刀头有两个电极，例如双极电凝镊就是在组织深部凝结呈放射状传播的电子式射频电流发生器。电流从镊子的一端发出，经过所夹持的组织。再通过镊子的另一端回流到主机，使低密度组织脱水，进而使蛋白质凝固、血管皱缩

目前，国内高频电刀市场外资品牌与国产品牌共存，国产品牌逐步拓宽市场份额。高频电刀行业可分为主机设备市场及配套耗材市场。