

医疗器械 医用臭氧治疗仪 使用方法和注意事项

产品名称	医疗器械 医用臭氧治疗仪 使用方法和注意事项
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:克夫尼 可售卖地:全国 生产定制:是
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

医用臭氧治疗仪是现代医疗器械中的一种创新产品，克夫尼生物科技有限公司作为zhiming品牌，推出了自家研发的医用臭氧治疗仪，以其独特的功能和先进的技术受到广大医疗机构和专业医生的青睐。

作为一种医疗器械，医用臭氧治疗仪可以广泛用于不同科室，特别是在妇科领域有着广泛的应用。它可以产生臭氧气体，运用其独特的抗菌、抗炎和促进组织修复的功效，帮助医护人员更好地进行治疗。

经过多项临床实验证实，医用臭氧治疗仪在妇科领域中的应用效果显著。，它可以有效杀灭病原微生物，对一些常见的妇科炎症如宫颈糜烂、附件炎等具有显著的治疗效果。，臭氧气体具有很强的抗氧化能力，有助于提高机体免疫力，对于提高妇科疾病患者的治愈率和生活质量大有裨益。

相比传统疗法，医用臭氧治疗仪具有明显的优势。，医用臭氧仪采用先进的触屏操控方式，使操作更加简单方便，减轻医护人员的工作负担。，克夫尼医用臭氧治疗仪的产地位于郑州，是中国制造的优质产品，具有高品质和可靠性的保证。另外，该产品在全国范围内都可销售，方便广大医疗机构的采购和使用。此外，克夫尼医用臭氧治疗仪支持生产定制，可以根据不同机构的需求进行个性化定制，满足不同用户的特殊需求。

对于医用臭氧治疗仪的使用方法和医用标准，克夫尼生物科技有限公司也给出了详细的指导。在使用医用臭氧治疗仪之前，医护人员应先了解产品的使用说明，并进行相关培训和指导。，在操作时要注意安全，避免误操作和意外发生。此外，医用臭氧治疗仪的维护保养也十分重要，定期检查和保养可以确保产品的正常使用和延长使用寿命。

综上所述，医用臭氧治疗仪作为一种先进的医疗器械，在妇科领域中具有重要的应用价值。克夫尼生物科技有限公司自主研发的医用臭氧治疗仪在品牌、操作方式、产地、可售卖地、生产定制等多个方面都具备优势，通过采用先进的技术和科学的设计，为广大医疗机构和专业医生提供了一种先进、方便和可

靠的治疗工具。我们相信，通过了解医用臭氧治疗仪的功能和优势，并正确使用和维护，将有助于提升医疗效果，为患者的健康做出更大的贡献。

品牌：克夫尼 操作方式：触屏操控 产地：郑州 可售卖地：全国 生产定制：是
产品名称：医用臭氧治疗仪

妇科臭氧治疗仪及咱们耗材的优势总结：

1.设备操作简单，10.1寸触摸屏。具有冲洗、臭氧、雾化三种功能。

且配有冲洗脚踏板，可以自由延长冲洗时间。

2.温度可以实时显示：29°-42°

（通用水温低于30°或者高于42°都会发出提示警报，

机器会保持适的工作恒温：30°-39°之间，以避免水温不适对女性腔体的不必要损伤）

3.水箱缺水也会进行报警提示，并进行自动上水，提高设备使用的便捷性和安全性。

4.冲洗管轻便耐用，冲洗头是7孔的冲头，可保证360°全方位冲洗，使冲洗更彻底，

且冲洗过程当中水压会保持适宜压力，比较舒服，

区别于市场上低压冲洗不彻底或避免高压冲洗对女性腔体的二次损伤。

5.雾化盒采用隐藏式，不易损坏。雾化头的四面都有针孔，且雾化盒里配有雾化片，

通过高频震动，使雾化盒里的液体充分雾化后全面作用于女性腔体中，而很多传统的雾化盒，

里面采用的还是普通的加热片，根本达不到雾化的效果，出来的都是水汽。

6.咱们的耗材不仅有的杀菌、消炎的作用，卡波姆还具有极强的亲肤性，

对皮肤和粘膜有很好的保护作用，而磷酸脂肪酸对活化细胞，维持新陈代谢，

基础代谢及荷尔蒙的均衡分泌，增强人体的免疫力和再生力，都能发挥重大的作用。

7.设备集合了臭氧冲洗、超声雾化等几大功能，配合咱们的专用妇科耗材，
可以将液体敷料充分的进行雾化和空化，因此深入彻底的发挥物理作用和药物效应，
360°无死角的解决多种妇科炎症及宫颈疾病。

8.加入耗材以后，不但可以提升治疗效果，还可以增加医院的科室创收，
双层受益，大大提高项目的操作可行性。

9.妇科病症比较特殊，大多数情况都是走门诊形式，不牵扯到医保报销，
操作简单，病房、门诊包括诊所等皆可使用。