

医用级二氧化钛 锐钛型 江沪

产品名称	医用级二氧化钛 锐钛型 江沪
公司名称	上海江沪钛白化工制品有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	晶型:锐钛型 品牌:江沪 型号:医药级
公司地址	中国 上海 上海市奉贤区 青村镇姚家村1142甲
联系电话	86-021-57567824 13918965989

产品详情

晶型	锐钛型	品牌	江沪
型号	医药级	级别	医药级
规格及用途	增白	色光	100
CAS	13463-67-7		

[医用级二氧化钛](#)

用途 应用制药:药物制剂中,可作为白色着色剂制备薄膜包衣混悬液,糖包衣和明胶胶囊剂,也可与其它着色剂混合使用,应用于皮肤用制剂,也可取代淀粉用做药物的赋型剂。

食品:用于糖果包衣,凉果,口香糖,无甜味剂型固体饮料和浓缩型固体饮料中,在日化工业中用于制造牙膏。

化妆品:粉饼,防晒霜,眼影,口红,唇膏,牙膏,爽身粉,膏霜。

[医用级二氧化钛](#)参考用量及使用范围

使用范围	最大使用量	备注
1、凉果类	10g/kg	
2、可可制品、巧克力和巧克力制品(包括类巧克力和代巧克力)以及糖果	2.0g/kg	
3、硬制糖果	10g/kg	

4、抛光糖果	按生产需要适量使用	
5、胶基糖果	5.0g/kg	
6、糖果巧克力制品包衣	按生产需要适量使用	
7、装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰),顶饰(非水果材料)和甜汁	5.0g/kg	
8、蛋黄酱、沙拉酱	5.0g/kg	
9、固体饮料类	按生产需要适量使用	
10、果冻	5.0g/kg	如用于果冻粉,按冲剂倍数增加使用量
11、油炸小食品	10g/kg	
12、膨化食品	10g/kg	
13、其它(饮料混浊剂)	10g/l	
14、果酱	5.0g/kg	
15、干制蔬菜(仅限脱水马铃薯)	0.5g/kg	
16、其他(仅限磨芋凝胶食品)	2.5g/kg	
17、调味糖浆	5.g/kg	

医用级二氧化钛质量指标

序号	技术数据(单位)	指标	检测方法	序号	技术数据(单位)	指标	检测方法
01	二氧化钛含量(%)	99	gb1706-2006	11	酸溶钡ba mg/kg	max.5	sptm:lm/t
02	105 时的挥发物(%)	max.0.5	iso 787/2-1978	12	重金属 mg/kg	max.20	sptm:lm/t
03	水溶盐(%)	max.0.5	iso 787/8-2000	13	锌zn mg/kg	max.50	sptm:lm/t
04	酸溶盐(热滤0.5m hci)%	max.0.5	sptm:lm/tb.14	14	锑sb mg/kg	max.50	sptm:lm/t
05	800 燃烧失量%	max.0.5	sptm:lm/tb.13	15	铬cr mg/kg	max.20	sptm:lm/t
06	白度%	min.97.0	sptm:lm/tb.12.2	16	铅pb mg/kg	max.10	sptm:lm/t
07	三氧化二铝ai2o3 %	max.0.5	sptm:lm/tb.17	17	砷as mg/kg	max.3	sptm:lm/t
08	二氧化硅sio2 %	max.0.5	sptm:lm/tb.17	18	汞hg mg/kg	max.1	sptm:lm/t
09	砷as mg/kg (usp法)	max.5	sptm:lm/tb.23	19	镉cd mg/kg	max.1	sptm:lm/t
10	酸溶锑sb mg/kg	max.2	sptm:lm/tb.22	20	铁fe mg/kg	max.50	sptm:lm/t