

ES-100VL 动物血管闭合系统 无需解剖可封闭血管

产品名称	ES-100VL 动物血管闭合系统 无需解剖可封闭血管
公司名称	北京索吉瑞科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号10幢3层302室
联系电话	19910706925

产品详情

北京索吉瑞ES-100-VL动物血管闭合系统可适用于腹腔镜手术和开放手术。

单极模式 - 单极电凝

单极电凝模式包含喷凝和强凝，输出功率均可调。

喷凝：无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，通常使用刀型电极或者球形电极凝血。

强凝：非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血。

双极模式

大血管闭合：闭合直径 7 mm 以内的血管，闭合组织中的血管时无需过多分离。

高频电刀按照不同产品类型，包括如下几个类别：

单极

双极

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

动物医院

大学

动物研究中心