

HY-D03D中频药物导入治疗仪

产品名称	HY-D03D中频药物导入治疗仪
公司名称	北京天长福医疗设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	包装:纸箱包装 功率:45w 产地:北京
公司地址	北京市丰台区永外五间楼十号五岳大厦
联系电话	13258102986 18371207569

产品详情

HY-D03D中频药物导入治疗仪(皮试通)产品优势采用先进的“定向透药”技术

HY-D03D型中频药物导入治疗仪(皮试通)特设的非对称中频电流，保留了一定能量的负向脉冲，让皮肤组织细胞重新排列，促进皮肤电阻下

降，对药物离子产生定向的推动力，同时可削弱皮肤的刺痛感并有效地消除皮肤丘症的发生，避免对皮试结果的干扰，让皮试结果更准确。

由于青霉素皮试仪在使用的过程中，会在角质层的皮肤中产生极化，极化产生电场对抗效应，降低了通过皮肤的

有效电流，离子导入的效果降低，影响药物渗透量，影响皮试结果的准确性。而传统的皮试方法，由于其无法克服的

有创、疼痛弊端，造成患者恐惧、抵触，人手操作的个体差异，也导致皮试结果的准确度降低。

HY-D03D中频药物导入治疗仪(皮试通)的技术上走在创新的前端，采用非对称中频电流定向活药经皮渗透技术，与现有的青霉素皮试仪采用直流电离子导入，在技术上有着本质的

区别，其安全性、便利

性、合法性在临床上得以被越来越多的医护人员认可。

同时，药物导入仪操作便利，规范，节省了护理人员的工作时间，减轻了护理的劳动强度，符合规范化操作，提高了医院的品牌形象，体现医护人员对患者的人文关怀，增加病人和家属的满意度。