

轻质骨料颗粒级配检测 骨料筒压强度检测

产品名称	轻质骨料颗粒级配检测 骨料筒压强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

轻质骨料颗粒级配检测 骨料筒压强度检测

轻骨料强度承压筒用途：1.1本标准适用于粉煤灰陶粒和陶砂、粘土陶粒和陶砂、页岩陶粒和陶砂、天然轻骨料等多孔轻骨料的检验。1.2需要烘干的试样，应在恒温温度为105 - 110 的烘箱中进行干燥处理。当试样置于105 - 110 的烘箱中烘至恒重时，相邻两次称量的时间间隔不得小于3h。当相邻两次称量值之差不大于该项试验要求的精度时，则称为恒重值。1.3本标准中三氧化硫含量、氯盐含量、粗骨料的铁分解重量损失、有机物含量等项试验所用的试剂应为分析纯，水为蒸馏水。1.4每项试验应用写相应的试验报告，试验报告的内容一般应包括：

a. 试验项目的名称； h. 试验材料的名称、品种和产地； c. 试验数据的记录； d. 试验结果计算所依据的公式、试验结果的计算及取值。 e. 试验结果的评定； f. 试验日期和试验人员等。 轻骨料强度承压筒2取样 2.1从每批产品中抽取有代表性的试样。 2.2初次抽取的试样应不少于10份，其总料量应多于试验用料量（见表1）的1倍。

2.3初取试样可在下列场合抽取： a. 生产企业中进行常规检验时，应在通往料仓或料堆的运输机的整个宽度上，有一定的时间间隔内抽取； b. 对均匀料堆进行取样时，以每300m²（或500m²）为一批，不足者亦以一批论。试样可从料堆锥体自上到下的不同部位、不同方向任选10个点抽取。但要注意避免抽取离析的及面层的材料； c. 从袋装料抽取试样时，应从10袋的不同位置和高度中抽取。 2.4初次抽取的试样拌合均匀后，按四分法缩减到试验所需的用料量（按表1规定）。