

# 腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温

产品名称	腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74390.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温产品用途-

随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”（身体温度低于36 称为低体温）的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%。低体温可影响凝血功能、药物代谢、肾脏功能和心肌收缩力，增加术后并发症的发生率，对手术病人的危害较大。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标 (包括PT、APTT、TT)、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染 (SSI) 发生率。结果:术毕,观察组PT、APTT、TT均低于对照组 ( $P < 0.05$ ),体温高于对照组 ( $P < 0.05$ ),复苏时间及苏醒时间均少于对照组 ( $P < 0.05$ ),输血量、输入胶体液总量及输入晶体液总量均少于对照组 ( $P < 0.05$ ),低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组 ( $P < 0.05$ )。结论:采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。腹透液加温箱 37度医用透析液保温箱 加热恒温