

# 甘露醇结晶用的加温箱 甘露醇用结晶溶解器

产品名称	甘露醇结晶用的加温箱 甘露醇用结晶溶解器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73164.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 甘露醇结晶用的加温箱 甘露醇用结晶溶解器相关-

甘露醇在临床中应用十分广泛。在低温环境中,甘露醇极易形成结晶,需要加温溶化后方可使用。福意联甘露醇恒温箱,作为溶解甘露醇结晶设备,微电脑控温,优良PTC陶瓷加热,温度均匀稳定。37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题,提升护理工作者的工作效率,已经在各大医院广泛使用。

### 甘露醇结晶用的加温箱 甘露醇用结晶溶解器产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明:放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度,并按锁制键,以免误操作引起温度过高或过低,造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议:提前放入,随用随取,随取随加。

甘露醇结晶用的加温箱 甘露醇用结晶溶解器公司说明-在医药工业中的应用作片剂的填充剂：甘露醇常用作片剂的填充剂（10%~90%），由于它吸湿性，所以用于水份敏感的药物压片特别有，其颗粒易干燥。作直接压片的赋剂和咀嚼片的矫味剂：甘露醇因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇可用作\*片的基料。作干冻针剂的载体：在干冻针剂中，甘露醇可作载体（20%~90%）。作降压剂、利尿剂、脱水剂：甘露醇注射液（Injectio Mannitou）作为高渗降压药，是临床抢救特别是脑部疾患抢救常用的一种药，具有降低颅内压药物所要求的降压准确的特点。甘露醇进入体内后能提高渗透压，使组织脱水，可降低颅内压和眼内压，从肾小球滤过后，不易被肾上球重吸收，使尿渗透压增高，带出大量水份而脱水，用于颅脑外伤、脑瘤、脑组织缺氧引起的水肿，大面积烧伤后引起的水肿，肾功能衰竭引起的腹水青光眼。并可防治早期急性肾功能不全。