

# 猪口蹄疫3ABC病毒检测仪 CSY-JAD

## 猪伪狂犬GE病毒传染病快速检测设备芬析仪器

产品名称	猪口蹄疫3ABC病毒检测仪 CSY-JAD 猪伪狂犬GE病毒传染病快速检测设备芬析仪器
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	稳定性:CV < 3% 操作系统:安卓系统9.0操作系统 型号:CSY-JAD
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

非洲猪瘟检测仪、瘟病毒检测仪、猪蓝耳病毒检测仪、猪口蹄疫O型病毒检测仪、猪口蹄疫3ABC病毒检测仪、猪伪狂犬病毒检测仪、猪伪狂犬GE病毒检测仪贯穿全文。

深圳市芬析仪器制造有限公司荣誉推出一款功能强大的传染病快速检测设备，型号为CSY-JAD，该设备配备了7寸触控屏，操作系统为安卓9.0，重复性低至CV < 3%，稳定性优异，为猪口蹄疫3ABC病毒检测提供了卓越的性能。

CSY-JAD传染病快速检测设备是一种高效、准确、便捷的病毒检测仪器，对于非洲猪瘟、瘟病毒、猪蓝耳病毒、猪口蹄疫O型病毒、猪口蹄疫3ABC病毒以及猪伪狂犬病毒和猪伪狂犬GE病毒等多种传染病的快速检测具有出色的效果。

使用CSY-JAD传染病快速检测设备非常简单。将待测样本注入检测设备中；然后，选择对应的病毒检测程序；最后，点击开始按钮，设备将自动完成快速检测，并输出检测结果。整个过程快捷高效，无需专业技术人员操作。

CSY-JAD传染病快速检测设备具有多项优势。操作简便，无需繁琐的样本处理步骤，降低了操作的复杂性。设备配备了7寸触控屏，使得操作更加直观，操作界面友好，减少了操作失误的可能性。第三，设备采用安卓9.0操作系统，具有良好的稳定性和兼容性，保证了长时间稳定运行和后续软件升级的需求。第四，重复性低至CV < 3%，保证了检测结果的可靠性和准确性。

针对性的多种病毒检测功能、简单操作方式、youxiu的稳定性和重复性是CSY-JAD传染病快速检测设备的独特之处。无论是用于养殖场的日常监测，还是紧急疫情的快速响应，该设备都能够满足各种需求，提供可靠的检测解决方案。

深圳市芬析仪器制造有限公司一直致力于为客户提供高质量的仪器设备以及优质的售后服务。我们的CSY-JAD传染病快速检测设备将帮助您更加有效地进行猪口蹄疫3ABC病毒的检测，为养殖业的发展贡献一份力量。

名称：传染病快速检测设备 型号：CSY-JAD 屏幕：7寸触控屏 操作系统：安卓系统9.0 重复性：CV < 3% 稳定性：CV < 3%

技术参数：

1、屏幕：7寸触控屏

2、操作系统：安卓系统9.0操作系统。

3、重复性：CV < 3%

4、稳定性：CV < 3%

5、台间差：CV < 3%

6、检测通道：单通道检测结果

7、前处理：15分钟（根据项目而定）

8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测

9、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息

10、连接方式：USB接口，串口，网口

11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）

12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm

13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计

14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）

15 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家网址、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号

16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、

17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。

18、项目拓展：支持检测项目拓展功能

19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂  
生化温度培养：37 ± 1