

# 药品包装材料力学测试仪

产品名称	药品包装材料力学测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

### 药品包装材料力学测试仪

药用铝箔撕开力测试仪是一款专门用于测试药品包装性能的设备，对于药品包装材料的力学性能测试，药用铝箔撕开力测试仪可以提供多种重要的测试应用：

- 拉伸强度和延伸率：**该测试仪可以测量材料的拉伸强度和延伸率，了解材料的弹性和塑性性质，评估其在包装使用过程中的耐久性和可靠性。这些数据可以用来评估包装材料的强度和耐用性，以确保药品的安全和有效保护。
- 撕裂和穿刺测试：**该测试仪可以模拟药品包装在使用过程中可能遇到的撕裂和穿刺情况，测试材料的撕裂强度和穿刺强度。这些数据可以评估包装材料对于破损和泄漏的抵抗力，确保药品的安全运输和储存。
- 热封性能：**该测试仪还可以测试包装材料的热封性能，可以有效地评估其在药品包装中的封口效果和保护能力。这对于保证药品的密封性和防潮性具有重要意义。

综上所述，药用铝箔撕开力测试仪在药品包装材料的力学性能测试方面具有多种应用，可以为药品包装的安全性和可靠性提供重要的技术支持。

### 技术参数

测量范围 20N/50N/300N/500N/1000N/1500N（可选其一或多种）

测量误差  $\pm 0.5\%$

测量速度 1-500mm/min无极调速

速度误差  $\pm 2\%$

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm

重量 78Kg

环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

电源 220V,50Hz

标准

YBB00112004-2015、YBBOO102003-2015、YBBOOI12003-2015、YBB001 22003-2015、YBB00042005-2015、YBB00372003-2015、YBB00212005-2015、YBB00342002-2015、YBB00242004-2015、YBBOO152002-2015、YBB00082005-2015、YBB00332002-2015、GB 15810、GB 1581

配置

标准配置：主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具

选用配置：折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、连接力夹具、全开力夹具

包装在各种行业均扮演着重要的角色。它对产品的保护功能是至关重要的。举个例子，无论是在物理性质还是机械性能上，包装都能有效地维护产品，防止在生产、传送、储存以及使用过程中受到损伤。

特别对于药品这种对安全性和效果有严格要求的商品来说，包装的保护作用更是至关重要。举例来说，在选择和生产药品包装材料的环节中，需要全面考虑其物理性质和机械性能，以达到药品包装的基本要求。

总而言之，作为产品出厂后质量保护的关键环节，药品包装的重要性不容忽视。每个行业都应该加强对包装质量的管理和控制，同时对其物理性质和机械性能的准确性予以关注，以确保产品的整体质量和安全性。

药品包装材料力学测试仪

此为广告