

Orion Star pH 离子浓度测量仪

产品名称	Orion Star pH 离子浓度测量仪
公司名称	河南省鑫属实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区航河路亚圣大厦603
联系电话	86-037166382282 15249753475

产品详情

简单介绍

orion star logr ph/离子浓度测量仪的详细介绍

orion star logr ph/离子浓度测量仪 新型orion star logr 测量系列仪表采用独特的logr 技术，配合专门的ph电极，通过电极膜电阻测量样品温度，提供了一种新的电极测量方法。测量仪将显示膜电阻值，用于电极故障判断，节省故障排除时间。使用orion star logr 测量仪，无需另外的温度电极，即可进行ph温度补偿。

orion star logr 测量仪目前有两种型号：一种用于ph 测量，另一种用于ph 和离子浓度测量。两种型号均可测量毫伏，温度和电阻（logr 功能开启时）。 orion star logr 测量仪将替代目前的thermo scientific orion perpfect® logr™ 测量仪320, 350和370系列。 orion star logr系列测量仪改进了logr校正程序，具有更多的优势和ph校正点，并能够显示膜电阻。特点 • 独特的logr 技术，通过ph 电极膜电阻测量温度，进行ph温度补偿 • 显示电阻值，帮助故障判断 • 屏幕显示温度输入和补偿方法 • 改进的logr校正程序，操作更方便 • thermo scientific orion smart stability™ 和 smart averaging™ 功能自动优化精度，准确性和相应时间 • 多达5点 ph 校正，带有校正报警，自动识别usa, nist和din缓冲液，或自动校正 • 对于 ph/ise 测量仪，多达5点离子校正，具有空白修正功能 • 多达 1000 组带时间和日期标记的数据储存 • 显示平均斜率和分段斜率 • rs232 接口方便数据传输和软件升级 • 可连接 orion star 搅拌电极01x478101 (096019) (单独订购) • 可储存多达 10 组分别带密码保护的方法 • 背光 lcd 显示

技术规格

ph 测量范围 -2.000 ~ 19.999 ph 分辨率 0.1, 0.01, 0.001ph 相对精度 ± 0.002 ph 校正点 1 ~ 5点
 缓冲液自动识别 usa/nist 和 euro/din mv/相对mv/orp 测量范围 ± 1999.9 mv 分辨率 0.1mv 相对精度 ± 0.2 mv
 或 0.05%，取较大者 离子浓度(ph/ise模式) 测量范围 0 ~ 19999 分辨率 1, 2 或 3 位小数 相对精度 ± 0.2 mv
 或 0.05%，取较大者 单位 m, mg/l, %, ppb 或无单位 校正点 1 ~ 5点 校正特点
 线性，非线性自动空白，低浓度 温度 测量范围 0 ~ 100 分辨率 0.1 相对精度 ± 0.1 logr 温度精度
 ± 0.1 ; ± 0.3 (0 ~ 9.9 , 电阻 > 1000m) 电阻测量范围 0 ~ 6000 m 电阻分辨率 0.1
 m (~ 1999.9m) ; 1 m (大于 1999.9m) 校正方法 atc 电极，参考 nist

货号	描述
3115001	orion star logr ph/ise 测量仪套装 包含 8272bn perfect ross sure-flow 复合玻璃体 ph 电极，电极支架 090043，ph 4.01、ph 7.00、ph 10.01 缓冲液和电极储存液

orion star logr ph/离子浓度测量仪价格，新型 orion star logr 测量系列仪表采用独特的 logr 技术，配合专门的
 ph 电极，通过电极膜电阻测量样品温度，提供了一种新的电极测量方法。测量仪将显示膜电阻值，用于
 电极故障判断，节省故障排除时间。使用 orion star logr
 测量仪，无需另外的温度电极，即可进行 ph 温度补偿。