

肉类安全综合速测仪 TMYQ-908

产品名称	肉类安全综合速测仪 TMYQ-908
公司名称	杭州天迈生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区滨安路688号天和高科技产业园B幢3楼
联系电话	86-057188307762 18958010565

产品详情

一、应用范围

1.部、省、市、县、镇各级畜牧部门、商务部门

2.大、中型畜禽养殖基地 3.屠宰中心 4.进出口检验检疫局

二、产品特点 1、96孔可视化布板，一次最多可检测96个样；

2、双波长测试自动调零； 3、全自动进样；

4、大容量数据存储，断电数据自动保护；

5、自带微电脑系统，无需外接电脑即可操作、存储、打印；

6、高效快速：60秒检测一批样品并打印检测报告；

7、仪器固化检测操作步骤，自动计算和判断检测结果，无需二次换算数据处理；

8、仪器内置产品编码库，可输入被检样品编号。 9、仪器后台维护具有：测标准、测吸光度值、参数设置等功能，方便用户因试剂耗材变化更改和建立新检测项目标准曲线以及标准。

10、仪器后台维护的参数设置中检测项目可根据不同样品、不同试剂盒进行：标准品数量、稀释倍数以及参考标准的修改调整，增强了仪器的试剂盒及检测样品的通用性。

三、技术参数： 1、波长：380-690nm； 2、线性系数： $r > 0.995$ ；

3、正确度： $\pm 1.0\%$ 或 ± 0.02 （当测量范围在0.1-1.5之间）； 4、重复性： 1.0% ；

5、稳定性： $\pm 0.005a$ ； 6、线形误差： $\pm 1.0\%$ （当测量范围在0.1-1.5之间）；

7、测量模式：8通道光纤测量系统；

8、检测速度：单波长：5秒/96孔，双波长：7秒/96孔； 9、显示：5.7"液晶屏；

10、输入方式：触摸屏输入，不需键盘或按钮等其他输入方式；

11、接口：rs-232和打印机并口；

12、打印：内置热敏记录仪，并可外接通用打印机；

13、使用环境：温度10-40；湿度20%-85% 四、配件箱

???

?? ???? ???? ??

1 ????? 1-5ml 1?

2	????	1-5ml	50?
3	???		1?
		20-200?l	
4	????		96?
		20-200?l	
5	???	96?	1?
6	????	10ml	50?
7	????	-	1?
8	?????		1?
9	??	-	1?
10	???	-	1?
11	???	-	1?
12	????		1?
		500g/0.1g	
13	??	250ml	1?
14	?????	500ml	1?
15	???????	50ml	5?
16	?????????	20 ml	100?
17	????	-	1?

六、联系我们

公司名称：杭州天迈生物科技有限公司

电话：0571-88307762

传真：0571-88307765

网址：www.hztianmai.com