

# 社区卫生院犬伤清创机 犬咬伤冲洗器

产品名称	社区卫生院犬伤清创机 犬咬伤冲洗器
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 社区卫生院犬伤清创机 —— 犬咬伤冲洗器

狂犬病是一种致命性疾病，由病毒引起，主要通过被感染动物的咬伤或唾液直接进入人体而传播。面对狂犬病的威胁，及时而有效的犬伤清创是至关重要的。在社区卫生院等医疗场所，我们推出了一款专注犬咬伤暴露处置的医用外伤冲洗器，以帮助医护人员更好地处理犬伤。

使用我们的犬咬伤冲洗器，您能够获得以下三个重要属性：

**liuliang**：连续可调，我们的产品设计具有连续可调的liuliang控制装置，确保医护人员能够根据不同情况进行灵活调整，以达到zuijia清洗效果。

**容量**： 300ml，拥有足够的容量能够满足大部分犬伤情况下的清洗需求，无需频繁更换冲洗液，tigao工作效率。

**压力**：56Kpa，适中的压力能够有效冲洗伤口，刺激伤口愈合，减少感染风险。

犬伤清创的重要性无需多言。及时的清洗伤口能够移除可能存在的病毒、细菌及异物，减少感染和并发症的发生。而我们的医用外伤冲洗器则为医护人员提供了一种方便、高效且安全的清创工具。

使用我们的犬咬伤冲洗器非常简单：

将冲洗器装满清洗液，确保不漏气。

将冲洗器喷头对准伤口，打开liuliang开关调整出适合的冲洗liuliang。

在医护人员的控制下，用适量的清洗液冲洗伤口，确保彻底清洗。

冲洗完毕后，将伤口用干净纱布进行包扎，以保持伤口的干燥清洁。

我们的犬咬伤冲洗器有以下几个显著优势：

**精确连续流量控制：**独特的流量调节装置能够确保医护人员能够根据实际需要精确调节冲洗液的流量，提供个性化的清洗体验。

**大容量设计：**大容量的冲洗器使得医护人员在紧急情况下无需频繁更换冲洗液，节省时间，提高工作效率。

**均匀的冲洗压力分布：**56Kpa的适中压力能够均匀地冲洗伤口，减少对伤口的刺激，疼痛感降低。

**人性化设计：**冲洗器造型符合人体工程学设计，握持舒适抓握方便，操作简单，适合各种使用场景。

我们在研发和生产过程中，始终严格把控质量，力争达到医疗行业的最高标准。我们相信，通过我们的犬咬伤冲洗器的使用，能够为医护人员提供更好的工作工具，提高犬伤清洗效果，减少感染风险，为患者带来更佳的治疗体验。