

多功能超声清创机改善糖尿病最溃疡状况

产品名称	多功能超声清创机改善糖尿病最溃疡状况
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

一款创新产品——多功能超声清创机，该设备能够显著改善糖尿病患者的溃疡状况。该清创机具备连续可调的流量、40 ± 25HKz的超声频率以及56Kpa的脉动压力，为急性创面和慢性创面提供一体化的清洗修复治疗。

急性创面

对于急性创面，多功能超声清创机能够快速有效地清洗创面表面的细菌和炎性分泌物，以减少感染和防止创面恶化。超声频率的调节范围可根据不同创面的需求进行灵活控制，从而为医生提供更多的操作空间。

慢性创面

慢性创面是糖尿病患者面临的一大挑战，常常导致难以愈合和病情恶化。超声清创机的脉动压力结合流量调节，能够渗透到伤口深层，有效清除坏死组织和异物，并刺激创面新生血管、增加局部血流，促进创面修复。

慢性创面修复的重要性

对于糖尿病患者而言，慢性创面容易引发感染和并发症，给生活质量和健康带来极大困扰。因此，及时而有效地修复慢性创面至关重要。多功能超声清创机凭借其卓越的功能，可以促进创面康复，减少痛苦和并发症的发生。

超声清创机的功能

多功能超声清创机具备多种强大的治疗功能，包括：

清洗创面表面的细菌和炎性分泌物

刺激创面新生血管，促进血液循环

渗透至创面深层，清除坏死组织和异物

促进创面上皮化和良性肉芽组织形成

减少细菌感染风险，防止创面恶化

清创机的优势

相比传统的清创方法，多功能超声清创机具有以下显著优势：

操作方便：连续可调的流量使清创过程更加jingque和可控

适用范围广：超声频率的可调节范围满足不同创面的需求

深层清洁：脉动压力结合流量调节，有效渗透创面深层，彻底清除坏死组织和异物

创面修复：促进创面上皮化和良性肉芽组织形成，加速创面康复

多功能超声清创机是我司倾力打造的创新产品，旨在改善糖尿病患者的溃疡状况。无论是对急性创面的快速清洗，还是对慢性创面的彻底修复，该产品都能够提供可靠的治疗支持。选择多功能超声清创机，是您最明智的选择。