

油类淀粉蛋白离心机指标参数 D8K

产品名称	油类淀粉蛋白离心机指标参数 D8K
公司名称	济南福的机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006
联系电话	86-053189702682 15605312682

产品详情

油类淀粉蛋白离心机操作方法：

- 1、按住启动键不松，即进入点动模式，按设定的参数运行。
- 2、在点动过程，松开启动键，停止指示灯亮，转速或离心力开始下降，下降至0时表示已停机。

油类淀粉蛋白离心机技术参数：

型号名称：d8k低速大容量离心机

显示方式：lcd

最高转速：7200rpm

转速精度：±20rpm

最大相对离心力：12160×g

最大容量：6×2400ml

定时范围：0 ~ 99h59min59s

电机：交流变频

门锁：电子门锁

噪音：≤ 65db

电源：ac220v , 50hz , 4.75kw , 35a

内胆材料：不锈钢

箱体材料：优质钢板

外形尺寸：960 × 860 × 1200mm

重量：500kg

油类淀粉蛋白离心机转子：

no.1角转子：7200rpm , 12160 × g , 6 × 1000ml

no.2水平转子（带风罩、方杯）：4500rpm , 7000 × g , 6 × 2400ml

no.3水平转子（带风罩、方杯）：4000rpm , 5000 × g , 6 × 2 × 1000ml

no.4水平转子：5000rpm , 4390 × g , 4 × 100ml

no.4.1管架：4000rpm , 3500 × g , 4 × 2 × 100ml

no.4.2管架：4000rpm , 3500 × g , 4 × 4 × 15ml

no.4.3管架：4000rpm , 3500 × g , 4 × 6 × 15ml

no.4.4管架：4000rpm , 3500 × g , 4 × 8 × 15ml

no.4.5管架：5000rpm , 4390 × g , 4 × 50ml

no.4.6管架：4000rpm , 3500 × g , 4 × 2 × 50ml

no.5水平转子：4000rpm， $3500 \times g$ ， $4 \times 250\text{ml}$

no.6水平转子：4000rpm， $3580 \times g$ ， $4 \times 500\text{ml}$

no.7水平转子（带风罩）：4000rpm， $3700 \times g$ ， $6 \times 500\text{ml}$

关键词：油类淀粉蛋白离心机