

生物高速大容量离心机指标参数 TG26KR

产品名称	生物高速大容量离心机指标参数 TG26KR
公司名称	济南福的机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006
联系电话	86-053189702682 15605312682

产品详情

生物高速大容量离心机使用方法：

- 1、当分离样品对温度有较高要求时，离心机应先预运行，离心室内达到设定温度后，再将分离样品放入离心机内进行分离。
- 2、运行完毕，不使用时，关闭电源开关，拔下电源线插头。

生物高速大容量离心机技术参数：

型号名称：tg26kr台式高速冷冻离心机

显示方式：lcd

最高转速：26500rpm

转速精度：±30rpm

最大相对离心力：50000 × g

最大容量：4 × 750ml

控温范围： - 20 ~ 40

控温精度： ± 1

定时范围： 0 ~ 99h59min59s

电机： 交流变频

制冷系统： 进口压缩机组和控制阀，无氟制冷剂

门锁： 电子门锁

噪音： 65db

电源： ac220v , 50hz , 3kw , 30a

内胆材料： 不锈钢

箱体材料： 优质钢板

外形尺寸： 813 × 726 × 412mm

重量： 108kg

生物高速大容量离心机转子：

no.1角转子： 26500rpm , 50000 × g , 18 × 0.5ml

no.2角转子： 26500rpm , 50000 × g , 12 × 2.2/1.5ml

no.3角转子： 20000rpm , 27300 × g , 8 × 5ml

no.4角转子： 18000rpm , 30200 × g , 10 × 10ml

no.5水平转子： 4000rpm , 3580 × g , 4 × 500ml

no.6水平转子： 4000rpm , 3580 × g , 4 × 750ml

关键词：生物高速大容量离心机