

标口径150ml储奶器 可配吸奶器 标口径奶瓶

产品名称	标口径150ml储奶器 可配吸奶器 标口径奶瓶
公司名称	佛山市南海鹏晟日用品有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海西樵科技工业园百西大岗新开发区5号
联系电话	0757-86888360

产品详情

免用储奶袋，环保更省钱

最适合外出背奶及冰箱储奶使用

厚实的储奶瓶，不易破裂结实耐用

- 1、可以直接配合市面上大部分标口径吸奶器上使用，吸奶-储存-冷藏 一步到位，无需繁复步骤！
- 2、加上标口径奶嘴，即可摇身一变成为奶瓶，可直接喂食宝宝，贴心设计值得推崇！
- 3、可以把冷藏了的母乳直接放在温奶器上稍稍加热，方便快捷又卫生，宝宝不用饿着哭闹了！
- 4、进口食品级优质pp(聚丙烯)材质储奶瓶均采用不含bpa耐高温材料制作，反复加热都没有后顾之忧！
- 5、外出旅游，储奶瓶还可以兼任果汁储存瓶、开水储存瓶、汤水储存瓶。。。。不漏不滴，为您的旅途护航！

产品符合美国fda、欧盟en71、en14350标准。符合中国国家质量检测部门标准，生产管理、质量管理通过qs生产许可认证。

佛山市南海鹏晟日用品有限公司专业生产pp奶瓶，奶嘴，牙胶等母婴用品，承接oem代加工订单，欢迎咨询订购！

储奶瓶起订1000个，可按要求印刷客户提供的logo，商标，图案，文字信息。

母乳能保鲜多久？

1. 母乳室温存放时间初乳（产后6天之内挤出的奶）在 27 – 32 摄氏度室温内可保存12个小时，成熟母乳（产后6天以后挤出的奶）在15摄氏度室温内可保存24小时，在19 – 22摄氏度室温内可保存10小时，25摄氏度室温内可保存6小时。母乳里包含可以杀灭细菌的活性抗体。由于细菌会让奶变质，所以母乳中的抗体让母乳保鲜的时间比配方奶或加工奶更长。 2.

母乳冰箱保存时间通常，母乳可以在冰箱里冷藏3 ~ 5天，或冷冻3 ~ 6个月。但是，别把你计划3 ~ 5天内就要给宝宝喝的奶冻上，因为冷冻会破坏母乳中的一些抗体（不过即使如此，冷冻的母乳仍然比配方奶有益）。 tips：储存时间也不是绝对的，因为我们生活中还有些不确定因素，包括冰箱的类型和工作性能等。把挤出来的奶放在一个独立的冰柜里保存，会使保鲜的时间更久一些，因为你通常不会像开普通冰箱一样那么频繁地打开冰柜。 3. 储存的容器母乳冷冻最好使用适宜冷冻的、密封良好的母乳保鲜瓶，最好不用金属制品，因为母乳中的活性因子会附着在玻璃或金属上，从而降低母乳的养分。 4. 母乳解冻方法储存过的母乳会分解，看上去有点发蓝、发黄或者发棕色，这都是正常的。冷冻的母乳在解冻时，应该先用冷水冲洗母乳储存瓶，逐渐加入热水（但水温不宜超过50摄氏度），直至母乳完全解冻并升至适宜哺喂的温度。不要将母乳直接用炉火或者微波炉加热，这样会破坏母乳中的养份。

tips：保存过期或解冻后未喂完的乳汁，请勿再喂食宝宝，并不可重复冷冻或冷藏保存。

联系人：鹏晟唐小姐

电话15812519057 qq：1848814256

邮箱：1848814256@qq.com

地址：佛山市南海西樵科技工业园百西大岗新开发区5号

网址：www.gdcowin.comhttp://shop1375493139927.cn.1688.com/