

温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机

产品名称	温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

狂犬病是一种由病毒引起的神经系统疾病，可通过犬咬伤等途径传播给人类。每年全球都有大量的狗咬伤患者，其中很多人因未及时处理犬伤而导致感染和并发症。为了更好地应对犬咬伤的紧急情况，我司推出了一款专注于犬咬伤暴露处置的医用外伤冲洗器——温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机。

这款犬伤外伤冲洗机的第一个优势是流量连续可调。在处理犬咬伤时，流量的大小对于伤口的冲洗效果非常重要。温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机能够根据实际情况自由调节流量大小，确保每一次冲洗都能够达到最佳效果。

，这款外伤冲洗机的容量大于等于300ml，足够应对各种大小的犬伤。不论是小型的划伤还是较大的撕裂伤，温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机都能够提供足够的容量来进行充分清洗，确保伤口处于清洁的环境中。

最后，这款外伤冲洗机的压力达到56Kpa，能够提供足够的力度来冲刷伤口内的污物和病原体。清创时，通过一定的压力冲洗伤口，可以有效去除伤口表面的污物和犬唾液，减少感染的风险。

犬伤的清创过程至关重要。及时、正确地处理犬伤是防止狂犬病感染的关键。传统的处理方法中，使用纱布和消毒液进行简单清洗，效果并不理想。而使用温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机，不仅可以实现全面冲洗和清洁，还能够有效预防犬咬感染的发生。

温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机的使用方法非常简单。，将冲洗机的容量调至所需设置。然后，将冲洗机的喷头对着犬伤进行冲洗，确保冲洗液均匀喷洒在伤口上。冲洗结束后，用无菌纱布轻轻擦拭伤口周围的水分。在冲洗过程中，注意避免冲洗液进入眼睛等敏感部位。

在购买温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机时，应选择可靠的医疗器械供应商。我司在医疗器械领域具备丰富的经验和优秀的专家团队，为用户提供安全、高效的产品。借助温和型犬伤弱碱性消毒液-犬伤外伤冲洗机，我们可以更好地处理犬伤，减少并发症的发生，更好地保护我们的身体健康。