

# 多功能超声清创治疗仪 双罐废液回收

产品名称	多功能超声清创治疗仪 双罐废液回收
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

多功能超声清创治疗仪 双罐废液回收

liuliang : 连续可调 超声频率 : 40 ± 25HKz 脉动压力 : 56Kpa

急性创面介绍 :

急性创面通常指新鲜创面,如手术后伤口、外伤创面等。对于急性创面的处理,清洁和修复是至关重要的。多功能超声清创治疗仪能够提供连续可调的liuliang,调节超声频率为40 ± 25HKz,以及脉动压力为56 Kpa,有效清洁急性创面,促进创面修复,减少感染风险。

慢性创面介绍 :

慢性创面指持续存在的创面,如糖尿病足溃疡、压疮等。对于慢性创面的治疗,除了清洁和修复外,更要注重创面的有效清除废物和渗出物,以促进愈合和预防感染。多功能超声清创治疗仪双罐废液回收功能能够有效回收创面废液,tigao治疗效果,减少废物排放。

慢性创面修复的重要性 :

慢性创面修复是长期治疗的关键环节。慢性创面在修复过程中往往会遇到各种难题,如感染、坏死组织清除、渗出物控制等。多功能超声清创治疗仪能够提供多样化的功能,如超声清洁、废液回收等,有效辅助慢性创面的修复,促进愈合。

超声清创机的功能 :

连续可调liuliang : 根据创面需要调节,可有效清洁和冲刷创面。

超声频率调节 : 40 ± 25HKz的频率适用于不同类型的创面,tigao治疗效果。

脉动压力设置：根据创面需求调节，有效清除坏死组织和渗出物。

废液回收功能：减少废物排放，环保又节能，tigao治疗效果。

清创机的优势：

多功能：一台设备具备多种功能，满足不同类型创面的治疗需求。

高效清洁：连续可调liuliang和脉动压力能够彻底清洁创面，防止感染。

废液回收：双罐废液回收功能减少废物排放，符合环保要求。

方便操作：设备操作简单，易于学习和使用。

安全可靠：符合医疗器械安全标准，保证治疗过程的安全性。

综上所述，多功能超声清创治疗仪双罐废液回收功能强大，适用于急性创面和慢性创面的治疗和修复。它具备调节liuliang、超声频率和脉动压力的能力，以及废液回收功能，满足不同创面的需求。其多功能、高效清洁和废液回收的优势使其成为外科个类型创面清洗修复治疗的理想设备。