

# 多功能超声清创仪-创伤造口清创室

产品名称	多功能超声清创仪-创伤造口清创室
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

在外科个类型创面清洗修复治疗领域中，河南希彤医疗科技有限公司荣幸地推出了一款名为“多功能超声清创仪-创伤造口清创室”的创新设备。这款设备具备liuliang连续可调、超声频率40 ± 25HKz和脉动压力56Kpa等多种youxiu属性，为急性创面、慢性创面及其修复提供了卓越的解决方案。

### 急性创面的介绍

急性创面是在外科手术、意外事故或其他创伤引起的立即创伤。这类创面通常带有鲜血、外部敷料残留和其他污秽物质，需要及时而彻底的清洗和处理以防止感染引发并发症。多功能超声清创仪-创伤造口清创室能够通过连续可调的liuliang和超声频率40 ± 25HKz，有效地清除创面上的污物和血液，帮助创面迅速恢复。

### 慢性创面的介绍

慢性创面是指持续存在的、难以愈合的创面，往往由于疾病(如糖尿病、压力性瘡等)或其他内外因素所引起。这类创面经常被黏附物、坏死组织和细菌污染，导致创面无法愈合或愈合缓慢。通过超声频率40 ± 25HKz和脉动压力56Kpa的应用，多功能超声清创仪-创伤造口清创室可以彻底清除污染物，促进慢性创面的修复和愈合。

### 慢性创面修复的重要性

慢性创面修复的重要性不可低估。如果不及时有效地进行清洗和修复，慢性创面容易导致感染、溃疡扩散甚至坏疽。而这些并发症进一步影响了患者生活质量，并增加了治疗所需的时间和费用。因此，选择一款高效的创面清洗和修复设备至关重要。

### 超声清创机的功能

多功能超声清创仪-创伤造口清创室具备以下主要功能：

liuliang连续可调: 可根据创面特点和需求灵活调整，从而有效地控制清洗liuliang。

超声频率 $40 \pm 25$ HKz:

具备超声清洗功能，能够分解污物、坏死组织和细菌，清除创面上的难以触及的污染物。

脉动压力56Kpa: 通过波动的压力，有效地冲洗和按摩创面，促进血液循环和伤口修复。

清创机的优势

选择多功能超声清创仪-创伤造口清创室有如下优势：

创面清洗效果显著：超声频率 $40 \pm 25$ HKz和脉动压力56Kpa的综合应用，能够深入细微处清除污物，tigao创面清洗效果。

安全可靠：设备具备liuliang连续可调的特点，操作人员可以根据实际情况，调整适合的清洗liuliang，确保治疗过程安全可靠。

便于携带和存储：设备体积适中，重量轻巧，方便携带和存储，可随时随地为患者提供治疗。

多功能超声清创仪-创伤造口清创室是超声清洗修复治疗领域中的佼佼者，凭借其出色的性能和丰富的功能，成为了外科个类型创面清洗修复治疗的shouxuan设备。希望您能够尽快认识到其重要性，并赶紧购买来为您的患者提供更好的治疗服务。