

AMD系列全自动培养基分装系统

产品名称	AMD系列全自动培养基分装系统
公司名称	杭州吉沃科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杭州吉沃 型号:AMD110 和AMD2 厂家:杭州吉沃
公司地址	杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路18号
联系电话	0571-89938051 13588498604

产品详情

全自动培养基平皿分装系统 [培养基分装系统](#) [无菌培养基制备与分装](#)

该设备由吉沃自主研发，含专利技术。

它一次可以分装大量培养基平皿，使得培养基平皿分装智能化、标准化、自动化。

可以将处于保温状态的培养基自动分装到平皿及分装后自动平皿叠加。

可大幅度减少操作人员工作量，定量准。

分装区域受紫外线保护，避免空气中微生物的污染。

是微生物实验的有力帮手。

AMD280 和 AMD110 供选择，配合使用90mm培养皿

其他尺寸平皿分装，接受定制。

解决现有问题-人工分装培养基：分装的培养基量不均匀、工作强度大、效率低、易污染培养基

-购买成品培养基：成本高、保质期短（不能超过6个月）、频繁采购、运输储存条件要求高（2-25度避光），尤其运输过程，需要冷链运输。

-培养基分装系统：全自动分装、效率高、不易污染、解决大批量储运条件限制问题。

AMD系列全自动培养基分装系统

参数和特点

系统三个部分组成：主控制系统、培养皿离合系统、培养皿库架。

5.7寸触摸屏+智能操作系统，友善的操作界面，轻松操作。

独特的空皿下皿托板装置，有效避免下皿过程的卡皿故障。

培养皿库架和培养皿离合系统转盘采用硬质铝合金，拆装更加轻便。

培养皿库架280皿（特殊规格可定制）。

分装舱内置有紫外灭菌灯，降低培养基污染风险。

分装体积1-1000ml，分装精度小于1%，分装280皿的库架所需时间不超过30分钟。

快速校准分装量，可自行设置参数确定适合的分装程序，并存储不同的分装程序，分装时调用相应程序即可开始运行。

手动分装功能，可设置分装量、分装次数、分装间隔时间。

培养皿库架弧形弹簧板，让装卸培养皿更加轻松快速。

具有设备故障报警及自查功能，便于快速查找故障并修复。