

台式低速医用实验室离心机 TD6K

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 台式低速医用实验室离心机 TD6K |
| 公司名称 | 济南福的机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市高新区正丰路554号环保科技园C北5006 |
| 联系电话 | 86-053189702682 15605312682 |

产品详情

台式低速医用实验室离心机克服动不平衡的方法：

- 1、一对对应管中的样品重量要相同、体积要相同。
- 2、离心管帽要先平衡，不同材质、不同机型的管帽重量不同，不要混用。

台式低速医用实验室离心机技术参数：

型号名称：td6k台式低速离心机

显示方式：led

最高转速：6000rpm

转速精度：±30rpm

最大相对离心力：5120×g

最大容量：6×50ml

定时范围：0~99min

电机：直流无刷

门锁：机械门锁

最大噪音：60db

电源：ac220v，50hz，0.35kw

内胆材料：不锈钢

箱体材料：优质钢板

外形尺寸：416×378×289mm

重量：23kg

台式低速医用实验室离心机转子：

no.1水平转子：6000rpm，5120×g，12×10ml

no.2水平转子：6000rpm，5120×g，18×10ml

no.3水平转子：6000rpm，5120×g，24×10ml

no.4水平转子：6000rpm，5120×g，12×15ml

no.5水平转子：6000rpm，5120×g，12×20ml

no.6水平转子：6000rpm，5120×g，6×50ml