

铝箔胶带黏附力试验仪

产品名称	铝箔胶带黏附力试验仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

铝箔胶带黏附力试验仪

药典贴膏剂黏附力测定仪是一款专门用于测试贴膏剂黏附力的设备。它符合药典要求，可以为制药企业和研发机构提供准确的测试结果。

该测试仪采用数字化控制系统和传感器技术，可以自动测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过在不同湿度、温度和压力条件下的反应，评估贴膏剂的黏附性能。

药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字化控制系统，能够准确测量贴膏剂在不同时间点的黏附力。同时，该设备还具有多种测试模式，可以根据不同的测试需求进行选择。此外，该设备还配备了智能化的测试软件，能够自动计算黏附力等参数，并生成测试报告，大大提高了测试效率。

该测试仪适用于各种类型的贴膏剂，包括中药贴膏、西药贴膏、医用贴膏等。它能够准确地测量贴膏剂的黏附力，为制药企业提供了可靠的依据，有助于提高产品质量和安全性。

总之，药典贴膏剂黏附力测定仪是遵循药典标准的仪器，具备高精度的测量和高可靠性的数据输出，同时融入了智能化的操作模式。它能够对各类贴膏剂进行黏附力测试，从而为制药企业和研发机构提供有效的质量评估手段。通过该设备的测试，企业能够准确评估产品的质量和安全性，进而进行产品改进和科学研究，极大提升了工作效率和产品质量。

技术参数:

量 程:30000mN（其他量程可选配）

测量误差:0.5 级

行程:0-260mm(可设定)

压辊质量:2000g ± 20g

外型尺寸:600mm × 370mm × 260mm (长宽高)

重量:78Kg

参照标准:中华人民共和国药典2015年版 黏附力测定法

包装的质量直接影响产品的运输与存储，包装作为产品的重要组成部分，在产品出厂后的质量保护方面扮演重要角色。我国也陆续颁布相关法规，将包装及包装材料质量检验列为企业必需开展的重点工作之一；各行业不仅要关注产品的质量，也要对包装物的质量进行把控。

物理机械性能是衡量药品包装在生产、运输、货架期、使用等环节对内容物实施保护的基础指标，一般包括：拉伸强度与伸长率、热合强度、剥离强度、热收缩性、穿刺力、穿刺器保持性、插入点不渗透性、注药点密封性、悬挂力、铝塑组合盖开启力、耐冲击力、耐撕裂性能等。

铝箔胶带黏附力试验仪

此为广告