

YMC-Pack ODS-AQ 高效液相色谱柱

产品名称	YMC-Pack ODS-AQ 高效液相色谱柱
公司名称	深圳凯密斯科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南新路3083号大新商厦B栋403室
联系电话	0755-86647315 18926517083

产品详情

ymc-pack ods-aq 高效液相色谱柱主要用于碳水化合物的分离如寡聚多糖类、葡萄糖苷类、药物和天然化合物的分析和分离。

ymc-pack ods-aq 高效液相色谱柱具有适度疏水性和亲水性。对于相对高亲水性化合物显示出与ymc-pack ods-a不同保留能力。在包括低聚糖、苷类的糖类化学，生药学和天然产物化学等多个领域发挥重要作用。

ymc-pack ods-aq色谱柱应用领域：

分离分析有机化合物、生物物质、天然产物;

适用于极性、中等极性、非极性物质：药物、维生素、氨基酸、肽, ptc-氨基酸等。

ymc-pack ods-aq色谱柱性能优点：

(1) 流动相可以使用100%水溶液；

(2) 适合亲水性化合物分离

(3) 与常规高效液相色谱柱ods不同的选择性。加强极性化合物的保留。
较适合分析和纯化肽类和生物分子

(4) 酸性环境下比普通ods柱具有更长使用寿命。

ymc-pack ods-aq色谱柱技术参数：

(1) 粒径3um, 5um , 10um

(2) 孔径120 Å ,200 Å

(3) 120 Å 碳含量14%,200 Å 碳含量10%; ph范围2-7

规格信息查看 (www.ymcsepu.com)

应用实例：