

SCICAN 5000S消毒器

产品名称	SCICAN 5000S消毒器
公司名称	沈阳中威仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区昆山中路2号万众商务大厦14-6
联系电话	86-2462571155 13804030713

产品详情

statim时代5000s型的优点 · 非包裹循环超快最快9分钟完成 · 包裹循环最快17.5分钟完成 · 特快的器械周转速度 · 15分钟dri-tec 辐射热干燥技术 · 一次性使用水 · 器械可以即灭即用并无菌盛载传递 · 减少对器械的投资

dri-tec 辐射热干燥技术

statim

时代5000型使用灭菌

循环产生的热量，这些热量可以被灭菌舱

内的独特的干燥板所“吸收”

。热量通过干燥板直接传输到器械上使快速升温，满载荷干燥时间现在可以少到15分钟。 scican

statim

时代型卡式灭菌器对空心 and 实心器械的生物杀灭效果已经在加拿大，美国和欧洲的很多国际公认的机构得到广泛认可。 灭菌循环说明表

循环 | 非包裹 | 包裹 | 橡胶/塑料 | 重型非包裹

灭菌时间	3.5分钟	6分钟	15分钟	6分钟
灭菌温度	134 ° c	134 ° c	121 ° c	134 ° c
总循环时间	9分钟	14分钟	24分钟	114分钟