

fst永不更换耗材的超纯水机

产品名称	fst永不更换耗材的超纯水机
公司名称	上海富诗特仪器设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区石化卫零路823号
联系电话	021-57962346

产品详情

- 功能特点 1、微电脑全自动控制 2、人性化操作显示系统
3、轻触按键触摸控制系统 4、系统开机自检功能
5、一机两用功能 6、内置ro膜防垢定时自动冲洗功能 7、系统定时自动冲洗功能
8 内置ro系统定期灭菌功能 9、系统开机自检功能 10
系统缺水指示功能 11、纯水备用液晶指示功能 12、系统缺水报警功能
13系统监测指示功能
14、系统制水液晶指示功能
15、系统具备水质、水量等升级功能 16、可选配rs232接口 17、配备uv紫外灭菌系统
18采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷
19、采用abs机壳，外形美观精致，耐腐蚀，安全绝缘性能符合glp安全要求。
20、专利设计电磁感应随意取水装置（选配）
21、超纯水取水口可选配0.22um进口终端囊式微滤器（选配）

22、配有普力菲尔长寿命edi模块 基本技术参数：制水量：05l/h 08 l/h 16l/h 20 l/h 24l/h
30l/h 40l/h 60l/h 80l/h 100 l/h 120 l/h 300 l/h 500 l/h 1000 l/h 进水水源：
城市自来水 水温5—40 水压1—5kg tds < 200ppm 电源/功率/重量: 220v/50hz 30w
--5000w 30kg-1000kg 瞬间取水量：ro水2l/min 超纯水1.8l/min
大型机器：每小时可以超过1吨 小型主机体积：长360mm × 宽340mm × 高420mm
大型机器采用机架式

适用范围：适用于hplc、toc、pcr、aas、icp、icp-
ms、ivf、免疫胶体金、质谱、细胞培养、基因工程、氨基酸分析等

超纯水水质： 0.055 $\mu\text{s/cm@25}$ ；电阻率：18.25 $\mu\cdot\text{cm@25}$

微粒子（大于0.01 μm ）含量： < 1/ml 热源含量： < 0.001eu/ml

微生物含量： < 1cfu/ml 总有机碳量toc： 1ppb

金属阳离子含量：（单位ppb）： fe(铁) < 0.002 cu(铜) < 0.002 al(铝) < 0.002 ni(镍) < 0.002

zn(锌) < 0.01 cr(铬) < 0.002 na(钠) < 0.01 k(钾) < 0.02 阴离子含量：（单位ppb）：

cl⁻ (氯) < 0.01 no₂⁻ (亚硝酸根) < 0.01 no₃⁻ (硝酸根) < 0.01 so₄²⁻ (硫酸根) < 0.01

达到标准：中国分析实验室用水规格（gb6682-2000）一级水标准

美国试药级（cap、astm、nccls）超纯水水质标准 中国国家电子级超纯水规格（gb/t11446.1-1997）ew-i标准

配有长寿命edi模块，可以不用阳床和阴床，不用酸碱再生，不用更换纯化柱。里面配置大容量up抛光超纯化器，适合对超纯水用量特别大的实验和科研工作者，也适合多超纯水用量大的生产需要。这款机器被戏称为“永不更换耗材的超纯水机”。

我们可以给您提供实验室超纯水机，超纯水系统，超纯水器，超纯水仪，实验室超纯水仪，反渗透设备，超纯水设备，edi超纯水器，实验室超纯水器，实验室超纯水系统，去离子水机，去离子水，纯水，蒸馏水，超纯水，纯水机，净水器，超纯水机，反渗透工程，超纯水设备，去离子水设备，去离子水系统，去离子水工程，超纯水树脂，蒸馏水，蒸馏水器，抛光树脂，西门子edi，西门子plc超纯水系统，触摸屏超纯水系统，家用净水器，别墅净水系统，商用净水系统，实验大楼超纯水系统，实验大楼超纯水中央供水系统，我们提供优质的服务和性价比高的产品。欢迎联系！ <http://www.fstyqsb.com/>