

食品安全快速检测仪器高智能精准检测

产品名称	食品安全快速检测仪器高智能精准检测
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	批间差:CV值 3% 准确度:CV值 3% 检测通道:单通道
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

我们是深圳市芬析仪器制造有限公司，致力于为您提供高智能精准的食品安全快速检测仪器。在这个食品安全日益受到关注的时代，我们的多功能食品安全检测仪CSY-SJNJ241将成为您可靠的助手。

CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器采用先进的检测方法和测量原理，帮助您快速准确地检测食品中的安全指标。该仪器配备了单通道，免疫层析胶体金法和反射光谱测试法（非拍照扫描），以及525nm ± 5 nm的检测波长。准确度高，CV值 3%，批间差CV值 3%，确保您获得可靠的检测结果。

CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器具有以下主要功能：

多功能性：CSY-SJNJ241仪器具备多种检测通道，可检测多项安全指标，如重金属、农药残留、兽药残留、食品接触材料等。一台仪器即可满足您的多种检测需求。**高智能化：**CSY-SJNJ241仪器配备了先进的智能化操作界面，简单易用，可随时随地进行检测。它还具备数据自动保存和导出功能，让您更方便地管理和分析检测结果。**精准可靠：**CSY-SJNJ241仪器采用了先进的检测方法和测量原理，确保检测结果的准确度。在检测过程中，仪器会自动校准和校验，减少人为误差，提高检测数据的可靠性。**便捷高效：**CSY-SJNJ241仪器的检测速度快，样品准备简便，操作流程简单。使用我们的仪器，您可以快速获得检测结果，提高工作效率。

CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪适用于各类食品生产企业、检测机构、质检部门等。您可以在食品加工过程中使用我们的仪器，对原材料、半成品和成品进行快速检测。该仪器也适用于食品安全监督抽检、进口食品检验等场景。

作为xingyelingxian的食品安全检测仪器制造商，我们深知食品安全对于人们的健康至关重要。因此，我们以持续创新和高品质为宗旨，为客户提供可靠的产品和优质的服务。欢迎您选择我们的多功能食品安全检测仪CSY-SJNJ241，保障您的食品安全，共同打造健康美好的未来。

农药残留检测模块

2.1、检测通道：单通道

2.2、检测方法：免疫层析胶体金法

2.3、测量原理：反射光谱测试法（非拍照扫描）

2.4、检测波长： $525\text{nm} \pm 5\text{nm}$

2.5、检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断

2.6、准确度：CV值 3%

2.7、批间差：CV值 3%

2.8、智能检测：自动精准识别CT线位置，支持色度检测，CT比值检测，T线检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，可根据检测任务自动打开或关闭舱室

2.9、检测项目：灭多威、克百威、敌敌畏、甲草胺、无根水、6苄氨基嘌呤、百菌清、乙草胺、毒死蜱、多菌灵、杀菌剂、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、多效唑、甲基对硫磷、甲萘威、氟虫腈、三唑酮、三唑磷、噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、灭蝇胺、哒螨灵、水胺硫磷、联苯菊酯、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、百草枯、腐霉利、啶虫酰胺等

2.10、判断依据：国家标准（GB2763-2016）