

# 食品安全快速检测仪器全套解决方案

产品名称	食品安全快速检测仪器全套解决方案
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测通道:单通道 批间差:CV值 3% 测量原理:反射光谱测试法（非拍照扫描）
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

食品安全一直是人们关注的热点话题，随着科技的不断发展，针对食品安全问题的快速检测仪器也越来越成熟。在这里，我们深圳市芬析仪器制造有限公司推出了一套全面解决食品安全问题的多功能食品安全检测仪器CSY-SJNJ241。

CSY-SJNJ241是一款quanyi lingxian的多功能食品安全检测分析仪器，它不仅具备高效、准确的检测能力，还能适应多种食品的检测需求。这套解决方案可以有效地为食品行业提供全面可靠的安全保障。

CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器具备以下参数：

检测通道：单通道 检测方法：免疫层析胶体金法 测量原理：反射光谱测试法（非拍照扫描）  
检测波长：525nm ± 5nm 准确度：CV值 3% 批间差：CV值 3%

CSY-SJNJ241采用先进的免疫层析胶体金法，能够对多种食品中的有害物质进行快速检测和分析，例如重金属、农药残留、兽药残留、食品添加剂等。它独特的反射光谱测试法，可以大大提高检测的准确度和稳定性，确保检测结果的可靠性。

CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器不仅具备卓越的性能，还非常易于操作。它配备了直观的操作界面和详细的使用说明，即使对于没有专业背景的人员，也能轻松上手。它还支持多种数据导出方式，包括USB、Wi-Fi等，方便用户进行数据分析和存储。

您可以通过各大生鲜超市、食品加工企业、检测实验室等渠道购买CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器。我们的产品经过严格的质量控制，确保产品的稳定性和可靠性。采用CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器，您可以在保证食品安全的前提下，提高生产效率，降低食品安全风险，获得更好的社会和经济效益。

，CSY-SJNJ241多功能食品安全检测仪器全套解决方案将为您带来全面的食品安全保障。无论是食品生产企业还是食品检测机构，都可以借助于这套仪器，提高食品安全检测的效率和准确性。欢迎联系深圳市芬析仪器制造有限公司，我们将提供专业、可靠的技术支持和售后服务，共同为食品安全事业贡献力量。

## 农药残留检测模块

2.1、检测通道：单通道

2.2、检测方法：免疫层析胶体金法

2.3、测量原理：反射光谱测试法（非拍照扫描）

2.4、检测波长：525nm ± 5nm

2.5、检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断

2.6、准确度：CV值 3%

2.7、批间差：CV值 3%

2.8、智能检测：自动精准识别CT线位置，支持色度检测，CT比值检测，T线检测等多种拟合方式，检测仓封闭性设计，可根据检测任务自动打开或关闭舱室

2.9、检测项目：灭多威、克百威、敌敌畏、甲草胺、无根水、6苄氨基嘌呤、百菌清、乙草胺、毒死蜱、多菌灵、杀菌剂、阿维菌素、吡虫啉、啶虫脒、多效唑、甲基对硫磷、甲萘威、氟虫腈、三唑酮、三唑磷、噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、灭蝇胺、哒螨灵、水胺硫磷、联苯菊酯、烯酰吗啉、吡唑醚菌酯、百草枯、腐霉利、唑虫酰胺等

2.10、判断依据：国家标准（GB2763-2016）