

多功能超声清创仪-超声清创治疗机-伤口清创助手

产品名称	多功能超声清创仪-超声清创治疗机-伤口清创助手
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

一款具有多功能的超声清创仪，旨在为外科个类型的创面提供清洗修复治疗。本文将从急性创面、慢性创面的介绍，慢性创面修复的重要性，超声清创机的功能以及清创机的优势多个角度出发，详细描述该设备的优势，为广大客户提供全面的购买指南。

急性创面介绍

急性创面是指在短时间内受到外界物体或力量的作用所造成的伤口，通常具有较高的渗液和炎症反应。清洗和修复急性创面十分关键，否则容易引发感染和并发症。希彤超声清创仪能够提供连续可调的liulian g，确保创面得到彻底清洗，减少炎症反应的发生。

慢性创面介绍

慢性创面是指存在较长时间，难以愈合的伤口。常见的慢性创面如溃疡、糖尿病足等，这些创面通常伴有坏死组织和慢性感染。希彤超声清创仪的超声频率为40 ± 25HKz，有效分解坏死组织，促进创面愈合。

慢性创面修复的重要性

慢性创面修复是十分重要的，它可以防止创面感染和进一步恶化，缩短愈合时间。慢性创面修复还有助于重建正常组织结构，减少瘢痕形成和功能障碍。超声清创治疗机在慢性创面修复过程中发挥重要作用，能够有效清除坏死组织和异物，促进创面愈合。

超声清创机的功能

超声清创机是一种集清洗、排泄、修复于一体的创面处理设备。它通过连续可调的liulian g，在不伤害周围正常组织的前提下，高效清洗创面，减少细菌和炎症介质的残留。

超声清创机的超声频率为 40 ± 25 Hz，可产生超声波，通过超声波在创面内的震荡作用，有效分解坏死组织和异物，促进创面底部的新生肉芽组织填充。

超声清创机的脉动压力为56Kpa，通过脉动水流的力量，能够清除创面内附着的细菌和坏死组织，为创面的愈合打下良好的基础。

清创机的优势

希彤超声清创仪在清洗修复治疗创面时具有以下优势：

多功能设备：集清洗、排泄、修复于一体，满足不同类型创面的处理需求。

连续可调的流量：确保创面得到彻底清洗，减少炎症反应。

超声波分解坏死组织和异物：促进创面底部的新生肉芽组织填充，加速愈合过程。

脉动水流清除附着物：清除创面内的细菌和坏死组织，为创面的愈合提供良好环境。

综上所述，多功能超声清创仪-超声清创治疗机-伤口清创助手是一款专为外科各类型创面清洗修复治疗而设计的设备。它通过连续可调的流量、超声波和脉动水流的力量，有效清洗创面、分解坏死组织、清除附着物，促进创面愈合。不仅适用于急性创面和慢性创面的修复，还能提高治疗效果，减少感染和并发症的发生。选择超声清创仪，恢复创面健康，加速伤口愈合。