

移液式涂抹棒 SS-B-10SN 沃高移液式涂抹棒

产品名称	移液式涂抹棒 SS-B-10SN 沃高移液式涂抹棒
公司名称	山东沃高生物工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沃高 型号:SS-B-10NS/PBS/SN 内容物:生理盐水/磷酸盐缓冲液/硫代硫酸钠
公司地址	山东省济南市历城区华信路15号凯贝特大厦B座306室（注册地址）
联系电话	18660606285

产品详情

沃高移液涂抹棒，是现有的用于环境监控的采样棒，使用沃高移液涂抹棒能大大降低由于不同操作人员，或是在配制不同批次的培养基时产生的差异，从而给您带来具有一致性的，可比性的测试结果，让您对生产设备及生产工艺的实际微生物含量得到更具信心的结果。同时，涂抹棒使用方便，无需预先准备培养基即可直接使用，大大提高效率，在使用中，无需携带玻璃器皿，使您不必担心可能给生产设备引入额外的物理污染。涂抹棒方便携带，适合您实验室以外区域使用。

产品介绍

详情

WOGAO移液涂抹棒是现有的用于环境监控的佳选择之一，使用WOGAO移液涂抹棒能大大降低由于不同的操作人员，或是在配置不同批次的培养基时产生的差异，从而给您带来准确，具有一致性，可比性的测试结果，让您对生产设备以及生产工艺的实际微生物含量得到更具信心的结果。同时WOGAO便携式涂抹棒使用方便，无需预先准备培养基即可直接使用大大提高了劳动生产率。在使用中无需携带玻璃器皿，使您不必担心可能给生产设备引入额外的物理污染。此外WOGAO便携式涂抹棒方便携带，是您在实验室意外区域使用的选择。

特点

- 可翻盖滴加，方便实用
- 有10毫升刻度的滴管设计，方便定量移液

· 人造纤维涂抹头，相比棉头微生物释放率显著提高

· 经辐照灭菌处理，可直接使用

· 涂抹头面积大，提高表面采样率

· 棉棒柔韧性好，多角度的表面涂抹

· 无菌稀释液，有效修复受损细菌

· 即时便捷采样，易于运输

· 符合HACCP,可携带到生产现场使用