

# 双输出光子治疗仪-双光源红蓝光治疗仪

产品名称	双输出光子治疗仪-双光源红蓝光治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	光源:红蓝光 照射深度:2cm 照射面积: 400cm
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

一款具有创新性的治疗设备——红蓝光治疗仪 立式蓝光治疗仪。该治疗仪以其独特的光源、出色的照射深度和广阔的照射面积，为您提供全面有效的治疗体验。

光源: 红蓝光

照射深度: 2cm

照射面积: 400cm

红蓝光是红光和蓝光的有机结合，这两种光线分别具有不同的特性与功效。红光具有良好的渗透力，可以有效刺激细胞活性，促进血液循环，加速伤口愈合。而蓝光则具有良好的杀菌效果，能够有效杀灭细菌、病毒等病原体。

立式蓝光治疗仪具有令人惊叹的照射深度，可以深入2cm皮肤层，直达病灶处。这使得治疗仪能够针对更深层的创面或病变部位进行jingque治疗，为伤口修复提供了更大的机会。照射深度的增加也意味着治疗的效果更加明显和持久。

此外，立式蓝光治疗仪的照射面积达到或超过400cm，可以照射多个部位，提高治疗效率与客户的舒适度。这个宽广的照射面积适用于各种类型的创面，包括手术伤口、烧伤、溃疡等，无论大小都能得到全面有效的照顾。

立式蓝光治疗仪是一款结合了红蓝光原理、拥有2cm照射深度和 400cm照射面积的高性能产品。在快速修复创面的，它还具有提高治疗效果的优点。

立式蓝光治疗仪的独特设计使得它更加方便使用。它可随时随地使用，无需特殊的操作技巧和专业人员的指导。产品结构简单，携带方便，符合人体工程学原理，让您在家中或医疗机构中自主进行治疗，节省时间和金钱。

此外，将红蓝光原理与技术智能化相结合，充分考虑用户的需求与体验。立式蓝光治疗仪具有智能化的控制面板，可根据用户的不同需求进行调节。它还配有定时功能，确保每次治疗的时间和效果都能得到精准控制。

立式蓝光治疗仪是红蓝光治疗仪中的杰出代表，它以其光源的特点、深入照射的能力和广阔的照射面积，成为创口修复领域的新宠。立式蓝光治疗仪极大地提高了治疗效果与用户的治疗体验，为您的创面修复之旅带来全新的可能性。

产品优势：

lingxian的光源技术

采用医用高光功率点阵芯片集成式半导体固态冷光光源,特定单色光谱，无杂色光、无高热副作用。优于业内传统治疗产品，有效提升光生物化学反应，临床效果更好。

有效的治疗波长

根据美国航空航天局(NASA)和麻省总医院的临床医学研究，腾跃光子治疗仪分别采用光波波长460nm和640nm，带宽为 $\pm 10\text{nm}$ 的临床最佳治疗波长，产生加倍的治疗效果。

超大的治疗面积

在确保满足光生物化学反应治疗阈值的条件下，提供足够的有效治疗面积,充分满足临床各种面积的复杂难愈性创面治疗需求。

完备的设备功能

具备多级能量大小可调、时间调节、脉冲/连续治疗模式可选、治疗剂量可设、过温保护和报警等多种参数设置功能,为治疗提供最优化的方案和最高的可靠性、安全性。

适用范围：

骨科：带金属固定物创面、截肢创面、骨伤创面、骨折不愈合、软组织损伤、运动损伤

普外科：手术切口脂肪液化、人工造瘘、微创术后体内炎症、疼痛、创面湿疹、胃肠癌症术后创面、放化疗后口腔溃疡

烧伤科：烧烫伤、冻疮、褥疮、植皮成活、消除瘢痕

内分泌科：糖尿病足溃疡、糖尿病创面、风湿性关节炎

神经内外科：开颅术后头皮创面、外周神经损伤、水肿

血管外科：静脉置管瘘口不愈合、血管损伤、静脉曲张导致疼痛及溃烂、静脉炎

肿瘤科：放射性组织坏死、放疗创面、术后创面、口腔溃疡、疼痛

ICU：大面积创伤创面、挤压伤、药疹、褥疮

门诊换药室：残余创面、水肿、创面湿疹、毛囊炎、疼痛

妇产科：术后脂肪液化、刀口不愈合、肿瘤术后创面、乳房手术后创面、宫颈糜烂、盆腔炎

肛肠科：痔瘘术后难愈合创面、肛周脓肿引流术后创面、急性疼痛、肛周糜烂

其他（皮肤科等）：各种急性炎症、创伤性缺血性损伤、复杂难愈合创面、体内深层创面、溃疡、坏疽、窦道、软组织炎症、水肿、肌肉及骨骼萎缩退化等疾病