

日本OLYMPUS奥林巴斯前列腺高频电切环WA22302D

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 日本OLYMPUS奥林巴斯前列腺高频电切环WA22302D |
| 公司名称 | 潍坊卓汇商贸有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦商住楼北附楼4-410室（注册地址） |
| 联系电话 | 13651305582 |

产品详情

名称：日本OLYMPUS奥林巴斯前列腺高频电切环WA22302D

型号：WA22302D

产地：日本

品牌：奥林巴斯

规格：环形，24Fr,中号，0.2弦，12°，灭菌，一次性，12支/盒

结构及组成：该产品由高频切除电极和高频电缆线组成。电极分为一次性使用和重复使用，一次性使用电极为环氧乙烷灭菌；电缆线为重复使用。

适用范围：该产品与内窥镜和高频电刀配套使用，经尿道或宫颈在生理盐水中对前列腺或宫腔进行凝固、切割和等离子汽化操作。

产品介绍：

带状电极：增大的电极环宽度可以比普通电切环在切割时提供更有效的止血；在激发充分的情况下，电极的形状设计优势得以体现。

大电切环：可以产生更大的组织碎片，切割次数更少且速度更快；适用于大前列腺的切除。

等离子汽化电极：优化的圆形电极设计更符合汽化手术需求；易学的“悬浮技术（从上方稍微接触组织，然后移动电极）”，使用者在一个较短的学习曲线内，就可以正确掌握操作方法；几乎不出血的汽化功能，与任何激光设备相比，性价比更高。

产品特点：增大的电极环宽度可以比普通电切环在切割时提供更有效的止血；可以在生理盐水中使用的一次性汽化电切环

奥林巴斯前列腺高频电切环WA22302D是一种用于前列腺手术的医疗器械。它采用高频电切技术，能够快速、准确地切割前列腺组织，同时减少出血和组织损伤。

该产品的主要特点包括：

1. 高频电切技术：采用高频电切技术，能够快速、准确地切割前列腺组织，同时减少出血和组织损伤。
2. 环形设计：该产品采用环形设计，能够更好地适应前列腺的形状，减少手术过程中的误伤和损伤。
3. 可拆卸设计：该产品的电切环可以拆卸，方便清洗和更换，减少交叉感染的风险。
4. 高品质材料：该产品采用高品质材料制造，具有良好的耐用性和稳定性，能够长时间使用。
5. 安全可靠：该产品经过严格的质量控制和安全测试，能够保证手术过程的安全和可靠性。

总之，奥林巴斯前列腺高频电切环WA22302D是一种先进的前列腺手术器械，具有高效、准确、安全、可靠等优点，能够帮助医生更好地完成前列腺手术，为患者提供更好的治疗效果。