

药用瓶盖性能测试仪

产品名称	药用瓶盖性能测试仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

药用瓶盖性能测试仪

药用铝箔撕开力测试仪是一款专门用于测试药品包装性能的设备，对于药品包装材料的力学性能测试，药用铝箔撕开力测试仪可以提供多种重要的测试应用：

- 拉伸强度和延伸率：**该测试仪可以测量材料的拉伸强度和延伸率，了解材料的弹性和塑性性质，评估其在包装使用过程中的耐久性和可靠性。这些数据可以用来评估包装材料的强度和耐用性，以确保药品的安全和有效保护。
- 撕裂和穿刺测试：**该测试仪可以模拟药品包装在使用过程中可能遇到的撕裂和穿刺情况，测试材料的撕裂强度和穿刺强度。这些数据可以评估包装材料对于破损和泄漏的抵抗力，确保药品的安全运输和储存。
- 热封性能：**该测试仪还可以测试包装材料的热封性能，可以有效地评估其在药品包装中的封口效果和保护能力。这对于保证药品的密封性和防潮性具有重要意义。

综上所述，药用铝箔撕开力测试仪在药品包装材料的力学性能测试方面具有多种应用，可以为药品包装的安全性和可靠性提供重要的技术支持。

技术参数

测量范围 20N/50N/300N/500N/1000N/1500N（可选其一或多种）

测量误差 $\pm 0.5\%$

测量速度 1-500mm/min无极调速

速度误差 $\pm 2\%$

机器尺寸 570mm × 430mm × 1170mm

重量 78Kg

环境要求

环境温度 15 -50

相对湿度 80%，无凝露

电源 220V,50Hz

标准

YBB00112004-2015、YBBOO102003-2015、YBBOOI12003-2015、YBB001 22003-2015、YBB00042005-2015、YBB00372003-2015、YBB00212005-2015、YBB00342002-2015、YBB00242004-2015、YBBOO152002-2015、YBB00082005-2015、YBB00332002-2015、GB 15810、GB 1581

配 置

标准配置：主机、微型打印机、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具

选用配置：折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、连接力夹具、全开力夹具

济南三泉中石实验仪器有限公司的技术力量坚实，拥有一支经验丰富的研发团队和一批熟练的技术工人。他们以的知识和技术，为我们提供了强大的产品性能和品质保证。

我们的信誉和实力在业界得到了广泛的认可。客户的满意度是我们大的骄傲，他们的成功案例和反馈是我们好的名片。无论是大型科研机构还是小型实验室，我们都能为他们提供合适、高效的解决方案。

药用瓶盖性能测试仪

此为广告