

中草药粉粉碎机 天津泰斯特品牌 FY130

产品名称	中草药粉粉碎机 天津泰斯特品牌 FY130
公司名称	广州迪鑫多科学仪器有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	型号:fy130 粉碎细度:60-200 (目) 电压:220/380 (v/hz)
公司地址	广州市天河区东圃广州化工城内H座肆层编号为H433商铺
联系电话	13570239518 18665587895

产品详情

中草药粉粉碎机

用途概述： 本产品用于中药店、大小医院、中药房可以对各种粮食、中草药加工制剂胶囊、药丸、散剂、片剂时粉碎之用。

产品特点：1、密封性能强、性能稳定、连续工作、省时省力。

2、粉碎系统分别采用铸钢工艺，具有坚固耐用，粉碎效率高。

3、清除便利，使用方便，安全可靠。

科仪集团自一九九四年成立至今，一直专注于为企业、事业单位、科研机构、大专院校、检测机构的化学实验室提供"一站式"采购和服务，专业销售化学试剂、玻璃仪器、实验室耗材以及实验室成套仪器等，公司销售网络遍布湘、黔、粤。科仪集团是由贵阳科仪化玻有限公司、湖南邵阳科仪化玻有限公司、湖南邵阳科仪化玻有限公司怀化分公司、广州迪鑫多科学仪器有限公司和深圳市鑫科化实验仪器有限公司等联合组建。坚持“专业、专注、准确、快速”的企业宗旨，以“顾客价值”为导向，深刻了解顾客需求，全心全意为顾客创造最大价值。

一、实验室仪器

各种实验室分析设备、环境检测仪器、电化分析仪器、物理声光仪器、石油化工仪器、农产品检测仪器、有机合成与制备仪器等。

电子天

平(电子称)、分析天平、电动搅拌器、磁力搅拌器、旋转粘度计、分光光度计、水分测定仪、电热恒温干燥箱(烘箱)、培养箱、箱式电阻炉、恒温振荡器、不锈钢蒸馏水器、定氮仪、超纯水器、万用电炉、真空泵、水浴锅、水浴箱、显微镜、浊度仪、白度仪、离子交换纯水器、气流烘干器、电热套、电热板、酸度计、电导率仪、自动电位滴定仪、集热式搅拌器、糖度计、均质机、旋涡混合器、超声波清洗器、离心机、压力蒸汽灭菌器、净化工作台、制样机、粉碎机等。

二、实验室器皿

实验室所用各类玻璃仪器、烧器、量器、各种成套玻璃仪器以及定制各种非标玻璃仪器。

烧杯、f4烧杯、烧瓶、碘量瓶、凯氏定氮烧瓶、回流装置

、蒸馏装置、小口试剂瓶、大口试剂瓶、高硼硅蓝盖丝口瓶、放水瓶、滴瓶、龙头瓶、单嘴过滤瓶、集气瓶、标本瓶、石英烧杯、石英烧瓶、称量瓶、容量瓶、钢铁量瓶、刻度吸管、大肚吸管、滴定管、f4滴定管、量杯、量筒、干燥器、气体发生器、改良定氮仪、酒精灯、漏斗、培养皿、比色皿、滤膜、康维皿、表面皿、脂肪抽取器、温度计、比重计、干湿温度计、试管、具塞比色管、冷凝管、盖玻片、载玻片、酒度计、毛刷、标准分样筛、试管夹、烧杯夹、万用夹、蝴蝶夹、大理石滴定台、铁架台、试管架、比色管架、牛角药匙、优质胶管、乳胶管、硅胶管、胶塞、耐酸手套、试纸、滤纸、擦镜纸、称量纸、滤油纸、银坩埚、镍坩埚、瓷坩埚、瓷舟、瓷管、瓷圆皿、瓷柄皿、瓷方舟、瓷研钵、瓷漏斗等。

三、实验室试剂

各类国产和进口通用化学试剂、生物试剂、生化试剂、检测试剂、指示剂、色谱淋洗试剂、基准试剂、标准物质、标准溶液、三酸两碱、有机溶剂等。

冰乙酸、磷酸、草酸、硼酸、乳酸、柠檬酸、苯甲酸、吡啶乙酸、抗坏血酸

(vc)、氢氧化钠、钠石灰、乙酸钠、硫酸钠、氯化钠、edta二钠、钼酸钠、锡酸钠、亚硝酸钠、硼氢化钠、四硼酸钠、酒石酸钾钠、碳酸钠、磷酸氢二钠、十二烷基硫酸钠、氯化钾、碘化钾、硫酸钾、氢氧化钾、硫酸铝钾、硫氰酸钾、磷酸氢二钾、邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾、氨水、钼酸铵、三乙醇胺、过硫酸铵、六次甲基四胺、无水乙醇(酒精)、甲醇、异丙醇、丙三醇(甘油)、甲醛、四氯化碳、乙酸乙酯、乙二醇乙醚、乙二醇丁醚、二丁脂、三丁脂、阳离子树脂、阴离子树脂、苯、二甲苯、石油醚、香柏油、硫酸铜、氧化锌、氯化锌、无水氯化钙、氯化钡、碘、三氧化钨、硫酸锌、硝酸银、硫酸银、三氯化铁、还原铁粉、硫酸亚铁、硫酸镁、氯化镉、升华硫、营养琼脂、蛋白胨、牛肉膏、可溶性淀粉、酚酞、石蕊、酸性铬兰k、铬黑t、甲基橙、溴甲基酚绿、孔雀石绿、奈酚绿b、铜试剂、铅试剂、邻菲罗啉、百里香酚酞 碘 碘化钾/灰碘 硝酸银 硫酸银 无水乙醇/绝对酒精 95%

乙醇/95酒精 氢氧化钾/苛性钾 氢氧化钠 三氯化铁/氯化高铁 氯化钾 氯化钠/食盐 nn-二甲苯 甲酰胺 苯/安息油 苯甲酸乙酯 变色硅胶 冰乙酸/乙酸冰 丙烯酸/败脂酸 草酸/乙二酸 二甲苯 二甲基亚枫 二氯甲烷 二茂铁/环茂二烯铁 酚酞 硅酸钠/水玻璃 红磷/赤磷 甲胺水溶液 甲醇/木醇 甲基异丁基甲酮 甲醛 酒石酸 聚乙烯醇 糠醛/呋喃甲醛 抗坏血酸/维生素c 孔雀石绿 磷酸 硫酸铵 六次甲基四胺/乌洛托品 氯化铵/电盐 氯化亚枫 氯化亚铁 钼酸铵/四水 萘 硼酸

偏钒酸铵/钒酸铵 三乙醇胺 升华硫/硫磺粉 石油醚 四氯化碳 四氢呋喃 松节油 碳酸氢钠/小苏打 铁氰化钾 无水硫酸钠/无水芒硝 乙二醇 乙二醇乙醚 乙腈 乙酸乙酯 异丙醇

广东化玻/广州化玻/东莞化玻/佛山化玻/深圳化玻/惠州化玻/博罗化玻/江门化玻/中山化玻/珠海化玻/海南化玻/海口化玻/清远化玻/韶关化玻/从化化玻/汕头化玻/湛江化玻/潮州化玻/汕头化玻/肇庆化玻/云浮化玻/梅州化玻/增城化玻/四会化玻

广东化学试剂/广州化学试剂/东莞化学试剂/佛山化学试剂/深圳化学试剂/惠州化学试剂/博罗化学试剂/江门化学试剂/中山化学试剂/珠海化学试剂/海南化学试剂/海口化学试剂/清远化学试剂/韶关化学试剂/从化化学试剂/汕头化学试剂/湛江化学试剂/潮州化学试剂/汕头化学试剂/肇庆化学试剂/云浮化学试剂/梅州化学试剂/增城化学试剂/四会化学试剂

广东化学药品/广州化学药品/东莞化学药品/佛山化学药品/深圳化学药品/惠州化学药品/博罗化学药品/江门化学药品/中山化学药品/珠海化学药品/海南化学药品/海口化学药品/清远化学药品/韶关化学药品/从化化学药品/汕头化学药品/湛江化学药品/潮州化学药品/汕头化学药品/肇庆化学药品/云浮化学药品/梅州化学药品/增城化学药品/四会化学药品

广东玻璃仪器/广州玻璃仪器/东莞玻璃仪器/佛山玻璃仪器/深圳玻璃仪器/惠州玻璃仪器/博罗玻璃仪器/江门玻璃仪器/中山玻璃仪器/珠海玻璃仪器/海南玻璃仪器/海口玻璃仪器/清远玻璃仪器/韶关玻璃仪器/从化玻璃仪器/汕头玻璃仪器/湛江玻璃仪器/潮州玻璃仪器/汕头玻璃仪器/肇庆玻璃仪器/云浮玻璃仪器/梅州玻璃仪器/增城玻璃仪器/四会玻璃仪器

广东实验仪器/广州实验仪器/东莞实验仪器/佛山实验仪器/深圳实验仪器/惠州实验仪器/博罗实验仪器/江门实验仪器/中山实验仪器/珠海实验仪器/海南实验仪器/海口实验仪器/清远实验仪器/韶关实验仪器/从化实验仪器/汕头实验仪器/湛江实验仪器/潮州实验仪器/汕头实验仪器/肇庆实验仪器/云浮实验仪器/梅州实验仪器/增城实验仪器/四会实验仪器

广东实验器材/广州实验器材/东莞实验器材/佛山实验器材/深圳实验器材/惠州实验器材/博罗实验器材/江门实验器材/中山实验器材/珠海实验器材/海南实验器材/海口实验器材/清远实验器材/韶关实验器材/从化实验器材/汕头实验器材/湛江实验器材/潮州实验器材/汕头实验器材/肇庆实验器材/云浮实验器材/梅州实验器材/增城实验器材/四会实验器材

广东实验耗材/广州实验耗材/东莞实验耗材/佛山实验耗材/深圳实验耗材/惠州实验耗材/博罗实验耗材/江门实验耗材/中山实验耗材/珠海实验耗材/海南实验耗材/海口实验耗材/清远实验耗材/韶关实验耗材/从化实验耗材/汕头实验耗材/湛江实验耗材/潮州实验耗材/汕头实验耗材/肇庆实验耗材/云浮实验耗材/梅州实验耗材/增城实验耗材/四会实验耗材

主要技术参数：

型号model	电源电压voltage (v)	电机功率motor power (kw)	转速rational speed (r/min)	工作时间working time
fy130	220/380	1.5	5800	连续 (continuous)
型号model	产品外形尺寸exterior dimensions (mm)	包装外形尺寸packaging dimensions (mm)	净重net weight(kg)	
fy130	540 × 450 × 700	530 × 450 × 750	57	

"供应 中草药粉粉碎机 天津泰斯特品牌 FY130"的型号为FY130，粉碎细度是60-200（目），电压为220/380（V/Hz），转速是5800（r/min），重量为57（kg），体积是540 × 450 × 700（mm），电机功率为1.5（W），品牌是天津泰斯特，适用范围为本产品用于中药店、大小医院、中药房可以对各种粮食、中草药加工制剂胶囊、药丸、散剂、片剂时粉碎之用。，产品别名是中草药粉粉碎机