

菌种可以放在负20度冰箱菌种运输箱

产品名称	菌种可以放在负20度冰箱菌种运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67000.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

产品详情

4度菌种保藏用冰箱（双锁）相关-常用遮光保存药品

4度冰箱（4 冰箱）特征

【型号】FYL-YS-138L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】170W

【恒定温度】4-38 （任意设定）

【净重】40kg

【外形尺寸】540x545x833mm

【容积】138L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、数字显示屏、温度在4~38度之间任意调控。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 4.采用风冷式结构，合理的风循环系统，箱体控温均匀。
- 5.箱体内部精密温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.双安全门锁设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 8.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 9.箱体采用数控机床加工成型，操作简便。箱体外胆采用钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格*1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

你知道有些药品是需要遮光保存的吗？

有些药品在光照下会使有效成分的含量降低而造成失效；有些药品光照后又会发生理化性质的变化，甚会产生有毒物质，危害健康。因此这些药品应该用不透光的容器盛装保存，例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。

通常需要遮光保存的常用药品，包括以下几类：

- 1.滴眼剂：如普罗药品胺、水杨酸毒扁豆碱、毛果芸香碱、利巴韦林、盐酸乙基优良、优良阿托品、丁卡因、利福平等。
- 2.外用消毒防腐剂：如过氧化氢溶液、呋喃西林溶液、xiasuanyin溶液、聚维酮药品溶液、药品酊、磺胺嘧啶银乳膏等。
- 3.镇痛药：如哌替啶注射剂、复方氨基比林片剂及注射剂、芬布芬胶囊等。
- 4.利尿药：如呋塞米片及注射剂、依他尼酸片、布美他尼片及注射剂、氢噻嗪片、乙酰唑胺片等。
- 5.止血药：如卡巴克洛片、酚磺乙胺注射剂。
- 6.平喘药：如氨茶碱片或注射剂、茶碱片等。
- 7.抗结核药：如对氨基水杨酸钠、优良片剂及注射剂、利福平片等。
- 8.维生素类：如药品、维生素K注射剂、绝大多数维生素B族片及注射剂、赖氨酸、谷氨酸钠注射剂等。
- 9.生物制剂：如核糖核酸、抑肽酶注射剂、辅酶Q10片等。

对于药品说明书中要求遮光保存的药品，应尽量将其在原包装盒内保存；如果原包装已损坏或从取来的药是分装的散片，可以把他们放在不透明的优良无味的瓶子或盒子中储藏。

4度菌种保藏用冰箱（双锁）公司说明：

福意联公司经营恒温箱、干燥柜、冷藏柜产品，产品均按标准测试验收出厂。并具有优良、、噪音低、性能稳、振动小、寿命长、温升幅度大、结构优良、使用维修方便等优。我们拥有一个具有丰富操作经验的管理团队，可以为的客户提供从设计、开发、制造到组合各类实验室分析仪器的化的售后。

4度菌种保藏用冰箱（双锁）产品用途：

主要适用于适用于医疗卫生、检测、科研试验、采样等相关单位使用。用于疫苗、药品、试剂、样品、标本、抽样储存、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。

4度菌种保藏用冰箱（双锁）产品说明：本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品恒温储存的目的。