

## 2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱

产品名称	2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱厂家简介：

2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱厂家 北京福意联公司正在原有的基础上不断发展壮大，紧紧抓住地区和区域发展的良好契机，不断优化、经营、和理念，努力与水平接轨。“共商共议、共融共进”是我们不变的发展理念。北京福意联公司将始终坚持用诚实勤奋的工作，秉承与诚信的经营理念，期盼着在与各界友人进行友好的合作，共同探索仪器仪表设备的发展之路，推动我国各行各业现代化的进程。北京福意联公司拥有的队伍，与外上百家福意联恒温、冷藏设备等等。建立了供求和代理关系，同时与省内外各级医疗及实验室建立了多方位的合作关系，涉及的产品涵盖了医疗、实验室、、电子、化工、药厂、食品厂等多个方向，长期经营的产品达到上百种。

2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱参数：

## 2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱：特点：

1.1 温控方式：微电脑温控1.2 温度设定方式：数字式（小调节量1）1.3 温度显示：LED数字式1.4 显示屏：LED液晶显示屏1.5 门锁：有，内嵌式门锁1.6 温度报警：五重报警功能（可选配）1.7 制冷原理：无氟压缩机制冷1.8 恒温原理：PTC陶瓷加热，温度恒定，度高1.9 风循环结构：翅片式风冷结构，箱体内部无死角1.10 医用加温箱传感器故障报警：有1.11 意外断电报警：有1.12 门体：钢化玻璃门体，便于观察内部存储物品1.13 开机延迟保护：无1.14 显示屏温度密码保护：有1.15 外部材料：彩色涂层钢板1.16 内部材料：ABS医用工程材料1.17 保温材料：普通无氟发泡剂

## 2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱：

1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻。2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头否设定在正确位置。5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱

福意联恒温、冷藏设备等等。以"福意联（FU.YI.LIAN）"不懈的努力，产量的不断改进和提高，的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在”。

## 2-8度药品保存箱科研医用冷藏箱