

医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱

产品名称	医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74141.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱产品用途-

采用优良风机，PTC陶瓷复合加热器设计，使用安全，加热迅速，强制加热吹风系统，新式风道结构，确保箱内温度均匀。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱相关-探讨手术患者术中发生低体温的原因及相关的并发症,提出相应的护理干预,提高患者的手术护理质量。方法:对患者术中体温的影响因素及并发症进行分析,并进行适当护理干预,包括增强护士保暖意识、保暖接送患者、规范手术室的温度、手术床的准备、呼吸器加温、液体加温输入、注意预防皮温与体腔热散失等方法进行护理防护。结果:达到有效减低手术患者术中低体温的发生率,减少手术并发症的目的。结论:许多因素可以使患者发生术中低体温,手术室护士对每一潜在的因素进行护理干预是保证手术患者手术顺利完成,减少手术并发症的有效方法。医用恒温暖箱福意联FYL-YS-150L入墙式医用暖箱