

禽流感H9亚型抗原检测仪 CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备

产品名称	禽流感H9亚型抗原检测仪 CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	屏幕:7寸触控屏 型号:CSY-JAD 操作系统:安卓系统9.0操作系统
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

亲爱的客户：

非常荣幸能给您推荐我们公司的最新产品——禽流感H9亚型抗原检测仪 ,,,,,。

这款产品的正式名称是CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备。下面我们将从多个方面来为您详细介绍它的功能、使用方法以及所具有的优势。

1. 功能

禽流感H9亚型抗原检测 非洲猪瘟检测 瘟病毒检测 猪蓝耳病毒检测 猪口蹄疫O型病毒检测
猪口蹄疫3ABC病毒检测 猪伪狂犬病毒检测 猪伪狂犬GE病毒检测

2. 使用方法

CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备非常易于操作，步骤如下：

将待检测的样本加入到设备中 选择需要检测的病毒类型 启动设备，等待几分钟
结果将显示在7寸触控屏上

3. 优势

CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备具有以下优点：

设备采用安卓系统9.0操作系统，操作简单方便 7寸触控屏使得操作更加直观，易于操作人员查看结果

重复性稳定，CV < 3% 检测速度快，仅需几分钟即可获得结果

通过以上介绍，相信您已对CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备有了更全面的了解。我们深圳市芬析仪器制造有限公司一直致力于为农业、养殖行业提供高品质的检测设备。如果您对CSY-JAD猪圆环病毒传染病快速检测设备感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将为您提供更详尽的信息。

再次感谢您对我们公司的关注和支持！

技术参数：

- 1、屏幕：7寸触控屏
- 2、操作系统：安卓系统9.0操作系统。
- 3、重复性：CV < 3%
- 4、稳定性：CV < 3%
- 5、台间差：CV < 3%
- 6、检测通道：单通道检测结果
- 7、前处理：15分钟（根据项目而定）
- 8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测
- 9、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息
- 10、连接方式：USB接口，串口，网口
- 11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）
- 12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm
- 13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计
- 14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）
- 15 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家网址、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号
- 16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、
- 17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。
- 18、项目拓展：支持检测项目拓展功能

19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂
生化温度培养：37 ± 1