

禽流感病毒检测仪 CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒传染病快速检测设备

产品名称	禽流感病毒检测仪 CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒传染病快速检测设备
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:传染病快速检测设备 重复性:CV < 3% 屏幕:7寸触控屏
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

尊敬的客户：

您好！感谢您对深圳市芬析仪器制造有限公司的信任和支持！我们作为一家专业的科技仪器制造商，一直致力于为您提供高质量的检测设备。今天，我非常荣幸向您推荐我们最新研发的产品——禽流感病毒检测仪CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒传染病快速检测设备。

作为国内lingxian的传染病快速检测设备之一，CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪集合了最先进的技术和创新的设计，为您提供准确、快速和稳定的检测结果。下面，让我们一起来了解一下CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪的功能、使用方法和优势。

名称：传染病快速检测设备 型号：CSY-JAD 屏幕：7寸触控屏 操作系统：安卓系统9.0操作系统
重复性：CV < 3% 稳定性：CV < 3%

CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪能够快速检测非洲猪瘟、瘟病毒、猪蓝耳病毒、猪口蹄疫O型病毒、猪口蹄疫3ABC病毒以及猪伪狂犬病毒等多种重要病毒。其使用方法非常简单，只需将样本放入仪器中，设置相应的检测参数，仪器将自动进行检测并输出结果。，CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪还具备高度的灵活性，可适应不同实验室和检测场景的需求。

选购CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪的优势主要体现在以下几个方面：

高效准确：CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪采用先进的免疫荧光技术，能够高效、准确地检测各种病毒。，仪器的重复性和稳定性均优于行业标准，确保检测结果的可靠性。**快速操作：**CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪操作简单，配备了7寸触控屏，一目了然的界面使操作更加便捷，可显著节省您的时间。**广泛适用：**CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪适用于各种实验室和检测场景，无论是大型实验室还是移动检

测车，它都能够满足您的需求，为您提供全方位的服务。

综上所述，CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪是一款功能强大、操作简便、准确可靠的传染病快速检测设备。我们相信，凭借其出色的性能和高品质的体验，CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪必将成为您实验室的得力助手。

如果您对CSY-JAD猪伪狂犬GE病毒检测仪或者其他产品感兴趣，欢迎随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务！

谢谢！

深圳市芬析仪器制造有限公司

技术参数：

- 1、屏幕：7寸触控屏
- 2、操作系统：安卓系统9.0操作系统。
- 3、重复性：CV < 3%
- 4、稳定性：CV < 3%
- 5、台间差：CV < 3%
- 6、检测通道：单通道检测结果
- 7、前处理：15分钟（根据项目而定）
- 8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测
- 9、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息
- 10、连接方式：USB接口，串口，网口
- 11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）
- 12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm
- 13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计
- 14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）
- 15 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家网址、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号
- 16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、

- 17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。
- 18、项目拓展：支持检测项目拓展功能
- 19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。
- 20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂
生化温度培养：37 ± 1