

YDS系列液氮生物容器 江竹实业

产品名称	YDS系列液氮生物容器 江竹实业
公司名称	南昌江竹实业有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:江竹实业 型号:yds系列 容积:10-50 (m3)
公司地址	中国江西南昌县小蓝经济开发区金沙三路
联系电话	0791-86713019 13767959445

产品详情

yds系列液氮生物容器 产品名称	型号	有效容积 (l)	口径 (mm)	液氮保存天数 (天)	单价 (元)
贮存式液氮生物容器	yds-10	10	50	80	
	yds-15	15	50	123	
	yds-35	35	50	240	
	yds-50b	50	50	180	
运输贮存两用式液氮生物容器	yds-50-125	50	125	115	
液氮罐的使用维护					
1、液氮罐只用于盛装液氮，不允许盛装其他液体；					
2、使用前检查容器内部是否清洁干燥；					
3、充液氮前要用少量液氮预冷；					
4、用于长期贮存时，则需要定期补充液氮，补充时机一般应在液氮剩余量为总容量的三分之一为宜；					
5、严禁在容器盖上放置物体和密封颈口；					
6、放进或取出冷冻物品时，要尽量使罐口打开时间短，以减少液氮消耗，也不要使提筒完全提出来；					
7、严防冲击和碰撞；					
8、严禁用硬物清除颈管内的冻霜，以免损伤颈管。					
二、运输					
1、液氮罐运输时只能立放，不能躺放，为了防止翻倒，须用皮带或其它物品固定，为了缓和冲击，应使					

用海棉或其它软垫垫底；

2、液氮运输时，请用运输罐（yds-xb），禁止用贮存罐作运输罐用。

三、注意事项

- 1、液氮是一种超低温液体（-196℃），如溅到皮肤上会引起类似烧伤一样的冻伤，因此在灌装和取出液氮时应特别注意；
- 2、不能用其它塞子代替专用罐盖，更不能使用密封的塞子，以免液氮持续蒸发，而形成的氮气压力增高而导致容器的损坏；
- 3、检查容器内液面高度时，应用实用塑料小棒或实心小木棒插入底部，过5~10秒后取出，结霜的长度即是液面高度；
- 4、长期存放液氮的房间应开窗通风、换气。

我公司成立于2010年，占地面积15000平方米，座落于江西省南昌市小蓝经济开发区(中国百强县)内，位于高速公路、京九高速公路和南昌铁路西站交汇处，交通便利。公司创始于1998年、主营产品包括：食用二氧化碳、超纯气体、高纯气体、电子气体、特种气体、标准气体、医疗气体、混合气体、干冰、工业气体等其它气体、大小钢瓶厂家直销以及相关技术研发为一体的大型综合企业。公司拥有专业气体技术研发骨干，以及技术人员队伍。配有先进的气体技术检验设备,拥有完整、科学的质量管理体系，公司始终坚信发展创新才是企业宏伟目标的惟一选择。数年的发展组建了2家子公司、使企业往集团化的经营方向发展。以勇攀高峰立足本行业，拓展产业链，使企业形成集常规工业高纯气体生产、公司产品赢得了广大用户的信赖。公司已获得了企业界的一致认可，江竹气体发展，必将更加灿烂辉煌！“敬业、勤奋、诚信、创新”是公司造气体高端品牌是我们的目标；一流的产品、快捷的服务是公司的承诺；满足不同用户的需要是我们的使命。为您带去放心！让我们的服务为您带去省心！！！我们热忱地期待您能与我们共谋双赢。

"批发供应YDS系列液氮生物容器"的重量为6.5（kg），容积是10-50（m3），型号为YDS系列，高度是电议，品牌为江竹实业，适用物料是电议，外形尺寸为电议