

牛羊结核病检测仪 CSY-JAD禽流感H9亚型抗体传染病快速检测设备

产品名称	牛羊结核病检测仪 CSY-JAD禽流感H9亚型抗体传染病快速检测设备
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	重复性:CV < 3% 型号:CSY-JAD 操作系统:安卓系统9.0操作系统
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

非洲猪瘟检测仪、瘟病毒检测仪、猪蓝耳病毒检测仪、猪口蹄疫O型病毒检测仪、猪口蹄疫3ABC病毒检测仪、猪伪狂犬病毒检测仪、猪伪狂犬GE病毒检测仪

牛羊结核病检测仪 CSY-JAD禽流感H9亚型抗体传染病快速检测设备，产品名称为CSY-JAD，型号为传染病快速检测设备，拥有7寸触控屏，操作系统为安卓系统9.0操作系统，重复性小于3%，稳定性小于3%。

CSY-JAD传染病快速检测设备是一款特殊的禽流感H9亚型抗体传染病快速检测设备，具有以下功能：

快速检测：CSY-JAD传染病快速检测设备可以快速准确地检测牛羊结核病、禽流感H9亚型抗体等多种传染病，为养殖场提供及时有效的疾病检测手段。**简便操作：**CSY-JAD传染病快速检测设备采用7寸触控屏，操作界面友好，操作简单方便。即使没有专业的技术人员，也能轻松完成检测工作。**多功能应用：**CSY-JAD传染病快速检测设备适用于多种动物传染病的检测，包括非洲猪瘟、瘟病毒、猪蓝耳病毒、猪口蹄疫O型病毒、猪口蹄疫3ABC病毒、猪伪狂犬病毒以及猪伪狂犬GE病毒等。

CSY-JAD传染病快速检测设备的使用方法：

准备样本：将待测样本收集到专用样本杯中。**放入设备：**将样本杯放入CSY-JAD传染病快速检测设备的试剂槽中。**启动检测：**通过触摸屏上的指令，启动仪器进行自动检测。**结果判读：**在屏幕上显示的结果中，根据指示进行判读并记录。

CSY-JAD传染病快速检测设备的优势：

高效准确：CSY-JAD传染病快速检测设备采用先进的检测技术，能够在短时间内准确检测出相关传染病的存在，节省了疾病诊断的时间成本。**操作简单：**CSY-

JAD传染病快速检测设备的操作界面简单易懂，即使没有专业知识的人也能轻松上手操作。多功能应用：CSY-JAD传染病快速检测设备适用于多种动物传染病的检测，提供了一种方便快捷的疾病诊断工具，有效促进了养殖业的健康发展。

总结：

通过CSY-JAD传染病快速检测设备，您可以快速、准确地检测出非洲猪瘟、瘟病毒、猪蓝耳病毒、猪口蹄疫O型病毒、猪口蹄疫3ABC病毒、猪伪狂犬病毒和猪伪狂犬GE病毒等多种传染病。其简单的操作方法和多功能应用将为您提供便利，助力您的养殖业健康发展。

技术参数：

- 1、屏幕：7寸触控屏
- 2、操作系统：安卓系统9.0操作系统。
- 3、重复性：CV < 3%
- 4、稳定性：CV < 3%
- 5、台间差：CV < 3%
- 6、检测通道：单通道检测结果
- 7、前处理：15分钟（根据项目而定）
- 8、检测时间：< 10s可对样本进行定性、半定量检测
- 9、历史记录：内容显示 ID编号、样品名称、检测结果、检测限值、结果判定、检测日期、检测依据、检测项目、被检单位、被检单位责任人、联系电话、信用代码、检测单位、检测单位责任人、检验员、审核员、上传状态等信息
- 10、连接方式：USB接口，串口，网口
- 11、数据传输：USB 以及网口（升级wifi）
- 12、检测器：光电源，波长：450nm ~ 475nm
- 13数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析，统计
- 14数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）
- 15 关于我们：单位log图片，每台设备都有独立的出厂编号包含（产品编号、产品名称、产品型号、生产日期、生产厂家、厂家网址、厂家电话、负责手机号、当前最新版本（具有实时更新功能，有更新标志，提供产品功能截图佐证）、可手动修改设备编号
- 16、仪器功能：打印设置、导出设置、日期时间设置、检验单位设置、检验人员设置、样品来源设置、网络设置、WiFi设置、图谱扫描设置、用户设置、新增样本设置、
- 17、数据处理：可通过通讯端口进行数据汇总、上传监管平台等。

18、项目拓展：支持检测项目拓展功能

19、外设支持：可加装条形码识别模块，可对一维和二维条码进行识别。

20、 内置计算器：6通道独立计时，具有计时功能和到时提醒功能，1-99分钟，内置6通道前处理试剂
生化温度培养：37 ± 1