

玺佑KYW-Y103局部恒温仪台式机冷疗/冷敷/物理降温

产品名称	玺佑KYW-Y103局部恒温仪台式机冷疗/冷敷/物理降温
公司名称	河南玺佑医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号绿地原盛国际3号楼C座3层35号
联系电话	15617965508 19149400900

产品详情

玺佑KYW-Y103是一款台式机冷疗/冷敷/物理降温设备，它采用先进的数码技术，具有恒温控制功能，可以jingque调节温度，为用户提供舒适的体验。

数码局部恒温仪的功能非常多样化，它可以用于多种治疗和保健目的。它可以用于冷疗，通过冷却局部部位，减轻疼痛，减少炎症和肿胀。它可以用于冷敷，帮助消除疲劳和疲劳感，舒缓肌肉和关节。此外，它还可以用于物理降温，有效调节体温，帮助缓解发热和高温引起的不适。

玺佑KYW-Y103的操作流程非常简单，用户只需按照以下步骤进行操作：

将设备放置在稳定的平面上，并连接电源。打开电源开关，仪器将自动启动。选择所需的恒温模式和温度范围。玺佑KYW-Y103提供多种模式和温度选项，用户可以根据需要进行选择。

在仪器上设置要处理的部位，并将其放置在设备的治疗区域。

启动设备，它将开始按照设定的温度进行恒温处理。

在使用玺佑KYW-Y103时，用户需要注意以下事项：

根据个人需求选择合适的模式和温度。在使用前确保设备和治疗区域的清洁和干燥。

使用时避免将设备过度湿润。使用过程中保持设备稳定，避免碰撞。使用后及时清洁和存放设备。

玺佑KYW-Y103数码局部恒温仪的出现，为用户提供了一种高效、便捷、舒适的冷疗/冷敷/物理降温解决方案。无论是在家庭使用还是在医疗机构中，该设备都能满足不同用户的需求。它不仅功能强大，还操作简单，并且采用先进的数码技术，可以jingque调节温度，为用户带来更好的体验。希望通过本文的介绍，能够帮助您更好地了解 and 选择玺佑KYW-Y103数码局部恒温仪。

原理：康益数码局部恒温仪采用半导体（帕尔贴效应）物理降温技术，通过循环系统将用户设置温度冷冻介质注入冷敷头带，并形成循环回路（带有血氧、脉搏、体温检测）以控制脑温、保护脑细胞。

特点：1、采用半导体（帕尔贴效应）物理降温技术，节能环保、无污染、噪音低
2、具有血氧、脉搏、体温等生命体征监测功能 3、17—40 ° C恒温可调，降温快
4、设备采用倾倒防护、智能检测和二水位自测制冷系统 5、自动排水系统，操作方便
6、DVD影音播放系统，7寸液晶屏显示，人性化治疗 适用科室：社康中心、乡镇医院、小型医疗机构 ...