

## 实验室用水等级 有机碳含量测试

产品名称	实验室用水等级 有机碳含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

实验室用水等级划分：

根据GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》的规定,分析实验室用水的原水应为饮用水或适当纯度的水。并将实验室用水分为三个级别：一级水、二级水和三级水。

一级水用于有严格要求的分析实验，包括对颗粒有要求的实验，如液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合床处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。

二级水用于无机痕量分析等实验,如原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制取。

三级水用于一般的化学分析试验。三级水可用蒸馏或离子交换的方法制取。

水质的常用指标：

1.电阻率：

衡量实验室用水导电性能的指标，单位为M<sup>-1</sup>·cm，随着水内无机离子的减少电阻加大则数值逐渐变大，实验室超纯水的标准:电阻率为18.2M<sup>-1</sup>·cm。

## 2.总有机碳：

水中碳的浓度，反映水中氧化的有机化合物的含量，单位为ppm或ppb。

## 3.内毒素：

革兰氏阴性细菌的脂多糖细胞壁碎片，又称之为“热原”，单位cuf/ml。

## 水质等级的技术指标：

指标	一级/ 二级/ 三级
----	------------

pH值范围 (25 )	-- / -- /5.0-7.5
-------------	------------------

电导率 (25 ) , mS/m.	0.01/ 0.1/0.5
-------------------	---------------

可氧化物质 (以O计) , mg/L <	--/ 0.08/ 0.4
----------------------	---------------

吸光度 (254nm,25px光程)	0.001/ 0.01/ --
--------------------	-----------------

蒸发残渣 (105 ° ±2 ) , mg/L	--/ 1/ 2
-------------------------	----------

可溶性硅 (以SiO <sub>2</sub> 计) mg/L <	0.01/ 0.02/--
-----------------------------------	---------------