

压力袜压力等级检测，压力袜检测机构检测中心

产品名称	压力袜压力等级检测，压力袜检测机构检测中心
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

压力袜是一种具有治疗下肢静脉疾病及瘦腿的产品，是一种具有促进静脉血液回流心脏功能的产品。

压力袜检测项目

摩擦效果耐摩擦、透气性能、透气速率、弹性恢复性能、保型能力、散热性能、压力变化范围、性能、摩擦

压力袜检测标准举例

- 1、FZ/T 73031-2009 压力袜
- 2、T/CAS 210-2014 保健用梯度压力袜
- 3、NF S97-114:2022 医用压力袜 - 技术规格
- 4、GB/T 7573-2009 纺织品.水萃取液pH值的测定
- 5、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- 6、GB/T 2912.1-2009 纺织品.甲醛的测定.第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- 7、GB/T 2912.1-1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- 8、NF EN ISO 14184-1:2011 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离甲醛和水解甲醛（水萃取法）
- 9、DS/EN ISO 14184-1:2011 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解甲醛（水萃取法）
- 10、GB/T 17592-2011 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- 11、FZ/T 01095-2002 纺织品 氨纶产品纤维含量的实验方法
- 12、GB/T 3920-2008 纺织品.色牢度试验.耐摩擦色牢度
- 13、GB/T 3920-1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

压力袜检测范围

运动系列压力袜、医疗系列压力袜、护理系列压力袜、美容系列压力袜等。

压力袜检测时间周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

压力袜检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
- 4、签约（签订合同和保密协议）；
- 5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

咨询热线或联系邮箱：0510-82111111，地址：江苏省无锡市太湖新城太湖国际科技园研发楼808室