

# 多功能超声清创仪-全类型创面修复治疗

产品名称	多功能超声清创仪-全类型创面修复治疗
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 多功能超声清创仪-全类型创面修复治疗

多功能超声清创仪是针对外科各类型创面的清洗修复治疗的理想选择。它拥有连续可调的流量、40 ± 25HKz的超声频率和56Kpa的脉动压力，可以从急性创面修复到慢性创面修复提供高效的治疗。

急性创面经常发生在急诊室和手术中，如果清洁不彻底，容易导致感染和其他并发症。多功能超声清创仪利用高频超声波和脉动水流，能够深入创面内部，有效清除创面表面附着的污物和坏死组织，使创面恢复健康。

慢性创面的修复是一个复杂而漫长的过程，常规的清创方式往往效果不佳。而超声清创机的应用则取得了显著的成效。超声波的振动和脉动水流的作用下，创面内的血液循环得到改善，创面组织的再生和修复加速，从而促进愈合过程。

要重视慢性创面的修复，是因为慢性创面容易发生感染和形成瘢痕组织，给患者的生活带来诸多不便。而多功能超声清创仪可以精确控制超声波频率和水流压力，适应不同程度的慢性创面治疗需求。它能够刺激血液循环，提高新陈代谢，促进细胞增殖和修复，从而为慢性创面愈合提供最佳条件。

多功能超声清创仪不仅能够清洗创面，更具备其他功能。它可通过调节超声频率和水流压力，与伤口表面进行刺激，促进伤口愈合并预防并发症的发生。超声波还具有杀菌作用，可以有效清除创面表面和内部的病菌，降低感染风险。此外，超声波还可以加速药物的吸收和渗透，使药物更好地发挥其作用。

相比传统的创面清洗修复方法，多功能超声清创仪具有很多优势。它的超声波和脉动水流清洁效果更彻底，可以深入创面内部进行清洗，避免残留污物导致感染的风险。超声波的振动刺激可以促进伤口的愈合过程，加速组织修复。此外，多功能超声清创仪操作简单，使用方便，不需要专业技能和培训。

多功能超声清创仪-全类型创面修复治疗是目前外科创面治疗的理想设备，它能够提供连续可调的流量

ng、 $40 \pm 25$ Hz的超声频率和56Kpa的脉动压力，满足不同类型创面的治疗需求。，超声清创机还具备清洁刺激、杀菌、药物渗透等功能，能够为创面修复提供全方位的支持。选择多功能超声清创仪，是为患者的创面治疗和康复保驾护航。