

注射用水电导率检测，注射用水检测机构

产品名称	注射用水电导率检测，注射用水检测机构
公司名称	北京清析技术研究院
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间
联系电话	19826559728 19826559728

产品详情

糖囊墨奕指筛奢露。中国药典注射用水电导率检测... 电导率检测，注射用水检测机构

注射用水检测项目

硫酸钙、重碳酸盐、pH值、部分有机碳化合物、氧化物等。硝酸盐、部分参数、不挥发物、细菌内毒素

注射用水检测标准举例

- 1、BS ISO 22519:2023 基于膜的注射用水(WFI)生产
- 2、ISO 22519:2019 纯化水、注射用水预处理及生产系统
- 3、ISO 22519:2023 纯化水、注射用水预处理及生产系统
- 4、ISO 31120-1:2022 道路车辆.注射用水.第1部分:质量要求
- 5、CSN ON 83 0745-1964 注射用水
- 6、SANS 440:1987 注射用水的生产
- 7、SANS 5392:1987 注射用水的酸性或碱性的限值试验
- 8、SANS 5968:1987 注射用水中硝酸盐的含量，限度测试
- 9、SANS 5291:1987 注射用水中可氧化物质的含量限值试验
- 10、SANS 440:2008 注射用无菌水

注射用水检测范围

医用0.9%的氯化钠溶液、医用5%、10%、25%的葡萄糖溶液、医用蒸馏水等。

注射用水检测时间周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

注射用水检测流程

- 1、沟通需求（在线或电话咨询）；
- 2、寄样（邮寄样品支持上门取样）；
- 3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；

4、签约（签订合同和保密协议）；

5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。

本实验室或研究所选择，州检测标准检测卷服务地区获得CNAS认证证书