

## 劲爆特价特价Agilent4890D气相色谱仪

产品名称	劲爆特价特价Agilent4890D气相色谱仪
公司名称	成都安特电子有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:agilent/安捷伦 型号:4890d
公司地址	成都高新区创业街高新技术创业服务中心502房
联系电话	028-85184917 13980687365

## 产品详情

安特公司自1997年成立以来，长期为全国各广播电视、微波通讯行业提供产品和服务。公司的主要产品at3611/12/12c/13/16/20标量网络分析仪和at3661a/62a系列矢量网络分析仪以其物美价廉，性能可靠著称。深受广大用户的欢迎和喜爱。尤其是，安特公司完善及时的售后服务以及技术支持，来感恩回馈每一位客户，此举深得用户好评！

安特公司为配合客户购买本公司销售的名牌二手仪器和使用维护，研制生产了大量各类型的校准件、仪器测量附件和测量夹具，欢迎新老客户在产品目录中按需选购。

如遇客服不在线请来电咨询最新产品目录和商品高清照片详细参数等谢谢！028-85179563 85152079 85132793 我们的网站<http://www.cdanta.com>

安捷伦科技4890d气相色谱仪助您在竞争中永远领先一步可靠的数据是您获得成功的最佳保证灵活的双通道设计符合当今分析领域的新战略仪器的可靠性、实用性将有效地节省时间和资金的投入

灵活的系统设计迎接新的挑战无论是目前的需求，还是未来的挑战，agilent 4890d gc系统的灵活性可以满足实验室不断发展的要求。双通道设计，拓宽发展空间当您的需求增加，或者希望实验室的工作效率进一步提高时，您可以随时将单通道升级为双通道。作为毛细管柱技术的创始者，安捷伦科技公司为填充柱和毛细管柱分析提供所有的必需的配件。优化的填充柱和毛细管柱进样口，灵活实用分流/不分流进样口，适用于大口径柱和所有毛细管柱。配备隔膜吹扫功能的填充柱进样口,适用于大径毛细管柱和填充柱。三种标准配置检测器，扩大灵敏度和选择性的范围火焰离子化检测器(fid) - 高灵敏度有机化合物分析的标准检测器热导检测器(tcd) - 分析惰性气体、水和低碳有机物的通用检测器电子捕获检测器(ecd) - 特别适用于卤代有机物，如农药、pcbs和含氯溶剂分析的选择性检测器 另外，还可配置下列两种检测器火焰光度检测器(fpd) - 适用于含硫、磷有机化合物的高灵敏选择性检测器。氮磷检测器(npd) - 适用于含氮、磷有机化合物的高灵敏选择性检测器。多种气相色谱控制方法，操作简便，易学易用仪器键

盘控制器仪器的设置和控制参数均可通过键盘上的一按键进行设定，本机可储存两套方法参数，并可在断电的情况下长期保存。agilent 3396积分仪可开发并储存大量的气相色谱方法。需要时可快速而方便地将其调用，并将参数输入气相色谱仪。agilent化学工作站可以为似有的气相色谱仪和自动查样器的控制设置全套参数。多种数据处理方式，扩大了系统的升级能力agilent 3395或agilent 3396积分仪这两种积分仪均提供高质量的数据转换，并自动对数据结果进行积分，在分析结束后仍可对结果进行重积分或重给图。agilent化学工作站或其他兼容的数据处理软件利用数模转换器和远程开始/停止连接功能，不仅具备积分仪的所有功能，而且可以实时显示来自每个通延的信号，可从中查看色谱图，数据报告以及积分结果。agilent4890d气相色谱仪也可与下列数据处理方式连用：非agilent积分仪长条纸记录仪 其他性能多种手动或自动控制阀可供选择齐全的自动进样系统，适合不同类样品分析三阶梯度温度控制的程序化柱箱，温度最高可达450 5个可控的加热区(两个进样口，两个检测器，一个辅助加热区)断电后的内存保护功能内置式诊断和全面的自检功能节省时间和资金的正确抉择

启动快捷，操作方便即使不是专业的色谱工作者，也可以很快学会使用agilent 4890d气相色谱仪，大柱箱设计可复合地安装一根或几根色谱柱。气相色谱系统的重新配置也同样简便易行。久经考验，坚实可靠4890d气相色谱系统通过了各种严格的测试和检验，以保证其符合各项安全和电磁性能方面的工业标准。另外，它还通过其它测试，即确保在电压波动、温度、湿度和震动等超出规定范围时，各级组织可保持正常的支行。

"【劲爆特价】现货供应特价Agilent4890D气相色谱仪"的型号为4890D，品牌是Agilent/安捷伦，加工定制为是