

优质进口品牌各种色谱柱 岛津、热电、安捷伦

产品名称	优质进口品牌各种色谱柱 岛津、热电、安捷伦
公司名称	宁波海曙恒隆实验器材有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:岛津、热电、安捷伦 型号:多种
公司地址	中国 浙江 宁波市海曙区 宁波市鄞州区长乐长兴路3弄7号 业务电话13003763528,1348
联系电话	86 0574 81961137/56251673 13003763528

产品详情

【分析色谱柱2 μ m】 high speed separation 色谱柱

内径 (mm)	2.1	3.0
长度 (mm)	cat.no.	cat.no.
30	5020-84650	5020-84651
50	5020-84652	5020-84653

注) 接头形式只有1 / 16"的waters螺丝型。 如需了解其他色谱柱尺寸, 请联系咨询我

【分析色谱柱3 μ m】

内径 (mm)	1.0	1.5	2.1	3.0	4.0
长度 (mm)	cat.no.	cat.no.	cat.no.	cat.no.	cat.no.
33	5020-84411	5020-84421	5020-04411	5020-04421	5020-04431
50	5020-84412	5020-84422	5020-04412	5020-04422	5020-04432
75	5020-84413	5020-84423	5020-04413	5020-04423	5020-04433
100	5020-84414	5020-84424	5020-04414	5020-04424	5020-04434
150	5020-13360	5020-13350	5020-04415	5020-04425	5020-04435
250	5020-	5020-	5020-04416	5020-04426	5020-04436

【分析色谱柱4 μ m】

内径 (mm)	2.1	3.0	4.0
长度 (mm)	cat.no.	cat.no.	cat.no.

33	5020-04611	5020-04621	5020-04631
50	5020-04612	5020-04622	5020-04632
75	5020-04613	5020-04623	5020-04633
100	5020-04614	5020-04624	5020-04634
150	5020-04615	5020-04625	5020-04635
250	5020-04616	5020-04626	5020-04636

【分析色谱柱5 μm】

内径 (mm)	1.0	1.5	2.1	3.0	4.0
长度 (mm)	cat.no.	cat.no.	cat.no.	cat.no.	cat.no.
33	5020-84511	5020-84521	5020-04511	5020-04521	5020-04531
50	5020-84512	5020-84522	5020-04512	5020-04522	5020-04532
75	5020-84513	5020-84523	5020-04513	5020-04523	5020-04533
100	5020-84514	5020-84524	5020-04514	5020-04524	5020-04534
150	5020-13251	5020-13241	5020-01741	5020-01751	5020-01761
250	5020-13252	5020-13242	5020-01742	5020-01752	5020-01762

注) 接头形式只有1 / 16"的waters螺丝型。 如需了解其他色谱柱尺寸, 请联系咨询我

【毛细管液相柱】

品名	内径0.3mm	内径0.3mm
	cat.no.	cat.no.
毛细管ex柱 长度 50mm	5020-01870	5020-01872
毛细管ex柱 长度 150mm	5020-01870	5020-01873
毛细管液相微型保护柱	长度 2mm × 内径 0.3mm cat.no. 5020-01880	
毛细管ex柱 连接组件	cat.no. 5020-01880	

注) 接头形式只有1 / 16"的waters螺丝型。 由于cat.no.为通用代码, 因此请指定填充剂名

"供应优质进口品牌各种色谱柱"的重量为0.5 (kg), 型号是多种, 尺寸为30、50 (mm), 品牌是岛津、热电、安捷伦, 加工定制为是, 控温范围是125 (), 测量范围为10-500, 测量对象是2200